

Prior to use, carefully read
the instructions for use.

EN

Directions for Care After MI Varnish™ Treatment

After the application of MI Varnish, you will feel a coating and may notice a difference in color while the varnish remains on your teeth. To obtain the maximum benefit from your MI Varnish application, we recommend you take the following care after you leave our office:

- Leave MI Varnish on your teeth. Do not brush or floss for at least 4 hours.
- Avoid hard, hot or sticky foods, and products containing alcohol (oral rinses, beverages etc.) while the MI Varnish is on the teeth.
- Refrain from using other fluoride containing products such as MI Paste Plus™, prescription toothpastes, fluoride gels and mouth rinses until the next day.

Note:

If you are taking fluoride tablets, it is suggested to stop usage for 2-3 days.

A thorough brushing and flossing will easily remove any remaining MI Varnish after completion of treatment.



GC AMERICA INC.
ALSIP, IL U.S.A.

Avant toute utilisation, lire
attentivement les instructions d'emploi.

FR

Directives de soins suivant un traitement avec le MI Varnish™

Suivant l'application du MI Varnish, vous sentirez la présence d'une pellicule sur vos dents et vous pourriez noter une différence de couleur tant que le vernis demeurera sur vos dents. Pour retirer le maximum de votre application de MI Varnish, nous vous recommandons de suivre les directives énumérées ci-dessous une fois que vous aurez quitté la clinique :

- Laissez le MI Varnish sur vos dents. Ne pas broser les dents ni utiliser la soie dentaire durant au moins 4 heures.
- Évitez tout aliment dur, chaud ou collant ainsi que tout produit contenant de l'alcool (rince-bouche, breuvages, etc.) tant que le MI Varnish sera sur vos dents.
- Abstenez-vous d'utiliser d'autres produits contenant du fluorure tels que le MI Paste Plus™, les dentifrices, gels et rince-bouche fluorés de prescription jusqu'au lendemain du traitement.

Note :

Si vous prenez des comprimés de fluorure, il est recommandé d'en arrêter l'utilisation durant 2 à 3 jours.

Un brossage complet des dents ainsi que l'utilisation de la soie dentaire permettront d'enlever facilement tout résidu de MI Varnish une fois le traitement complété.

Antes de usar, lea detenidamente las instrucciones de uso.

ES

Indicaciones para el cuidado luego del tratamiento con MI Varnish™

Después de la aplicación de MI Varnish, usted sentirá una capa y es probable que note una diferencia de color mientras el barniz permanece en sus dientes. Para obtener el máximo beneficio de la aplicación de MI Varnish, le recomendamos llevar a cabo el siguiente cuidado después de dejar nuestro consultorio:

- Deje el MI Varnish en sus dientes. No se cepille ni se pase hilo dental durante al menos 4 horas.
- Evite los alimentos duros, calientes o pegajosos, y los productos que contengan alcohol (enjuagues bucales, bebidas, etc.) mientras haya MI Varnish en sus dientes.
- Absténgase de usar otros productos que contengan flúor como MI Paste Plus™, pastas dentales recetadas, geles con flúor y enjuagues bucales hasta el día siguiente.

Nota:

Si toma tabletas de flúor, se sugiere interrumpirlas durante 2 ó 3 días.

Un cepillado o uso de hilo dental con minuciosidad quitará fácilmente cualquier resto de MI Varnish después de completado el tratamiento.

Antes de utilizar, leia cuidadosamente as instruções de utilização.

PT

Instruções de cuidado após tratamento com MI Varnish™

Após a aplicação do MI Varnish, você sentirá um revestimento e pode perceber uma mudança de cor enquanto o verniz permanece nos seus dentes. Para obter o máximo benefício da aplicação de MI Varnish, recomendamos tomar os seguintes cuidados após deixar nosso consultório:

- Deixe o MI Varnish nos seus dentes. Não escove nem use fio dental por pelo menos 4 horas.
- Evite alimentos duros, quentes ou grudentos e produtos contendo álcool (enxaguantes bucais, bebidas etc.) enquanto MI Varnish está nos dentes.
- Evite usar outros produtos contendo fluoreto até o dia seguinte, tais como MI Paste Plus™, pastas de dente prescritas, géis de fluoreto e enxaguantes bucais.

Nota:

Se você estiver usando pastilhas de fluoreto, recomenda-se interromper o uso por 2-3 dias.

A escovação e o uso do fio dental removerão facilmente os resquícios de MI Varnish após o fim do tratamento.