

ES**COMO TOMAR LA IMPRESION CON COE-FLO**

1. Indique al paciente de enjuagar la boca para quitar todo exceso de saliva.
2. Lubrique suavemente los labios del paciente con una crema facial o vaselina.
3. Extraiga cantidades iguales de pasta de c/u. de los tubos sobre una loseta de mezclar Coe. Vuelva a cerrar cada tubo.
4. Utilizando una espátula de acero inoxidable Coe, mezcle las dos pastas entre 30-45 segundos, hasta obtener una mezcla color uniforme.
5. Extienda la mezcla de Coe Flex sobre la superficie seca de la cubeta preparada.
6. Coloque la cubeta en la boca. Luego de 30 segundos de estar la impresión en su lugar efectúe el recorte muscular de la manera usual.
7. El Coe-Flo se solidifica en la boca de 3 a 4 minutos después de haberse colocado en la cubeta. Verifique que sea completado el fraguado con un instrumento agudo en una porción excedente de Coe-Flo.
8. Para retirar la impresión indique al paciente que infle las mejillas.

PARA FRAGUADO MAS RAPIDO

Agregue 2 ó 3 gotas de alcohol etílico a la pasta marrón antes de efectuar la mezcla. Esto no afectará la exactitud de la operación.

PARA FRAGUADO MAS LENTO

Agregue a la mezcla 1 ó 2 gotas de glicerina. Espatule cuidadosamente.

EN CASO DE SER NECESARIA UNA CORRECCION PROCEDA COMO SIGUE

1. Seque la impresión cuidadosamente.
2. Agregue una cantidad suficiente de cera de abejas suavizada o un tipo similar, a la impresión para llenar el hueco.
3. Vuelva a colocar la impresión Coe-Flo en la boca mientras la cera esté en estado plástico.
4. Sostenga la impresión suavemente en su lugar durante 3 a 4 minutos para permitir que la cera se endurezca.
5. Quite la impresión y prepare el colado con Coecal.

PREPARACION DEL COLADO DE COECAL

1. Seque la impresión cuidadosamente.
2. Agregue una cantidad suficiente de cera de abejas suavizada o un tipo similar, a la impresión para llenar el hueco. No llene demasiado.
3. Vuelva a colocar la impresión Coe-Flo en la boca mientras la cera esté en estado plástico.
4. Sostenga la impresión suavemente en su lugar durante 3 a 4 minutos para permitir que la cera se endurezca.
5. Quite la impresión y prepare el colado con Coecal.

PREPARACION DEL COLADO DE COECAL

1. Enjuague la impresión Coe-Flo abundantemente bajo agua corriente fría. Sacuda el exceso de agua de la impresión.
2. Mezcle el Coecal y vibre suavemente en la impresión. No es necesario utilizar ningún medio separador.
3. Para separar el molde de la impresión, sumérjalo en agua caliente 120° a 140°F (49°C a 60°C) durante 5 a 10 minutos. No permita que el agua hierva.

PARA ESTABILIZAR PLACAS BASE

1. Rellene los cortes inferiores extremos sobre el molde con cera, y sumérjalo en agua tibia por 10 minutos.
2. Mezcle Coe-Flo y extiéndalo en forma pareja sobre la superficie seca correspondiente al tejido de la placa base.
3. Coloque el molde cuidadosamente en la placa base formada comenzando con la porción anterior.
4. Recorte el exceso de Coe-Flo en la periferia de la placa base con un cuchillo afilado y caliente. La placa base estabilizada debe ser mantenida en agua fría.

P**FAZENDO A MOLDAGEM**

1. Instrua o paciente a enxaguar completamente a boca para remover excesso de saliva.
2. Lubrifique levemente os lábios do paciente com geléia de petróleo (vaselina).
3. A proporção da mistura padrão das pastas base para aceleradora é 1:1 (através de peso), que pode ser alcançado dispensando comprimentos iguais de cada tubo de pasta sobre o bloco de espátulação. Tampe as pastas.
4. A temperatura ideal de funcionamento é de 22°C (72°F). Usando uma espátula de aço inoxidável da Coe, misture as duas pastas. Uma mistura de cor uniforme será facilmente obtida em 30 a 45 segundos.
5. Espalhe a mistura sobre a superfície seca da moldeira preparada.
6. Coloque a moldeira na boca. Após 30 segundos da inserção do material inicie a compressão dos músculos ao redor da área a ser moldada a fim de eliminar o excesso de material.
7. Para Coe-Flo toma presa na boca em 3 a 4 minutos. Após a verificação da moldagem, remova-a pedindo para que o paciente infle as bochechas para melhor destaque da moldeira.

PARA PRESA MAIS RÁPIDA

Acrescente 2 a 3 gotas de álcool etílico na pasta marrom antes de misturar. Isto não afetará a precisão da impressão.

PARA PRESA MAIS LENTA

Acrescente 1 a 2 gotas de glicerina à mistura.

CORRIGINDO A IMPRESSÃO

1. Seque a impressão completamente.
2. Acrescente uma quantidade suficiente a impressão de cera amolecida até que preencha a falha. Não exceda a quantidade necessária.
3. Enquanto a cera estiver amolecida, leve a impressão na boca.
4. Segure a impressão gentilmente no lugar por 3 a 4 minutos até que a cera endureça.
5. Remova a impressão e prepare o modelo.

PREENCHENDO A IMPRESSÃO COM O COECAL

1. Enxague completamente a impressão de Coe-Flo em água corrente fria. Agite-a com as mãos para remover o excesso de água.
2. Misture Coecal e suavemente coloque-o na impressão. Vibre um pouco. Não é necessário usar qualquer tipo de isolante.
3. Para separar a impressão do modelo, mergulhe-os em água quente de 50 a 60°C (120° a 140°F) durante 5 a 10 minutos. Não deixe ferver a água.

PARA ESTABILIZAR A PLACA BASE

1. Preencha as ranhuras do modelo com cera e mergulhe em água morna por 10 minutos.
2. Misture Coe-Flo e espalhe uniformemente sobre a superfície seca da placa base.
3. Coloque cuidadosamente o modelo na placa base formada iniciando pelo parte anterior.
4. Remova o excesso de Coe-Flo na periferia da placa base com uma faca morna afiada. A placa base estabilizada deverá ser mantida em água fria.

COE-FLO™

ZOE IMPRESSION PASTE

GB**TAKING THE IMPRESSION**

1. Instruct the patient to rinse the mouth thoroughly to remove excess saliva.
2. Lightly lubricate the patient's lips with petroleum jelly.
3. The standard mixing ratio of base to accelerator is 1:1 (by weight). This can be achieved by extruding equal lengths of paste from each tube onto a Coe mixing pad. Recap each tube.
4. Normal working temperature is 22°C (72°F) to 25°C (77°F). Using a Coe stainless steel spatula, mix the two pastes with broad sweeps. A complete mix of uniform color can be easily obtained in 30-45 seconds.
5. Spread the mixture over dry surfaces of the prepared tray.
6. Place tray in the mouth. Begin muscle trimming in the usual manner approximately 30 seconds after seating.
7. COE-FLO sets hard in the mouth in 3-4 minutes. After insertion, verify complete set and remove the impression by instructing patient to blow out cheeks.

FOR FASTER SET—Stir 2 to 3 drops of ethyl alcohol into the brown paste before mixing. This will not affect the accuracy of the impression.

FOR SLOWER SET—Add 1 to 2 drops of glycerine to the mix. Mix thoroughly.

CORRECTING THE IMPRESSION

1. Thoroughly dry the impression.
2. Add a sufficient amount of softened wax to the impression to fill the void. Do not overfill the defect.
3. While the wax is soft, replace the impression in the mouth.
4. Hold the impression gently in place for 3 to 4 minutes to allow the wax to harden.
5. Remove the impression and prepare the model.

POURING THE COECAL CAST

1. Rinse Coe-Flo impression thoroughly under cold running water. Shake excess water from the impression.
2. Mix Coecal and gently vibrate into impression. No separating medium is required.
3. To separate cast from impression, immerse in hot water (120° to 140°F) for 5 to 10 minutes. Do not allow water to boil.

FOR STABILIZING BASE PLATES

1. Fill extreme undercuts on cast with wax and immerse in warm water for 10 minutes.
2. Mix Coe-Flo and spread evenly over dry tissue surface of base plate.
3. Place the cast carefully into the formed base plate, anterior portion first.
4. Trim excess Coe-Flo with periphery of base plate with warm, sharp knife. Stabilized base plate should be kept in cold water.



3737 WEST 127TH STREET
ALSIP, IL 60803