

Prior to use, please read the instructions for use. EN

FIT CHECKER™ ADVANCED

VPES SILICONE FOR CHECKING FIT

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

- To check the fit of dental prosthetic appliances.
- *Crown: margin, proximal surface, occlusal surface
- *Precast post: fit of post
- *Inlay: margin, proximal surface
- *Denture: mucosal surface

CONTRAINDICATIONS

In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

PRECAUTION

When extruding or mixing FIT CHECKER ADVANCED, care should be taken to avoid mixing or contact with the following materials which may delay or prevent setting: Catalyst for condensation silicone impression materials, polysulfide impression materials, eugenol materials, sulfur, latex, oil, acrylates, glycerol and spray-type or ointment-type topical surface anesthesia (e.g. lidocaine).

DIRECTIONS FOR USE

MIXING TUBE
Squeeze out equal lengths of base and catalyst onto the mixing pad (1 cm for crown or inlay, 2-3 cm for partial denture, 3-4 cm for complete lower denture, 4-5 cm for complete upper denture). Mix thoroughly for 20 seconds.
Note:
a. To extend working time, add retarder before mixing as shown in the table below. Retarder provided with FIT CHECKER or FIT CHECKER II CANNOT be used for FIT CHECKER ADVANCED.
b. Continue squeezing tube until replacing the cap to avoid the air being sucked into the tube. Air in the tubes may cause solid-liquid separation. After use, close tubes with their original caps.

Number of drop of retarder to 5cm of base and catalyst	Working time	Minimum time in mouth
0	1 min.	
3	1 min. 10 sec.	1 min.
5	1 min. 20 sec.	

At 23°C, humidity 50%

CARTRIDGE LOADING AND DISPENSING

- Lift the release lever of GC CARTRIDGE DISPENSER II and pull the piston plunger all the way back into the dispenser. Lift the cartridge holder of the dispenser and load the cartridge, ensuring that the V-shaped notch on the flange of the cartridge is facing down. Push the cartridge holder down to hold the cartridge firmly in place.
- Lift the release lever and push the piston plunger forward until it engages into the cartridge.
- Remove the cartridge cap by rotating 1/4 turn anti-clockwise. Tilt the cap downward and peel it away from the cartridge. Gently squeeze the dispenser handle to extrude a small amount of material from the two openings at the end of the cartridge. Make sure that base and catalyst come out evenly.
- Align the V-shaped notch on the rim of the MIXING TIP II to the V-shaped notch between the cartridge barrels. Push firmly to attach the mixing tip. Then rotate the colored collar of the mixing tip 1/4 turn clockwise to the end of the cartridge. The dispenser is now ready for use.
- Squeeze the handle several times to extrude the material. After use, do not remove the MIXING TIP II as this will become the storage cap until next use. When replacing the MIXING TIP II, rotate the collar on the mixing tip 1/4 turn anti-clockwise to align the V-shaped notch on the cartridge. Tilt the mixing tip downward and peel it away from the cartridge.
- Remove the old mixing tip prior to next use. Before attaching a new tip, gently extrude a small amount of material to ensure that base and catalyst are flowing evenly from both openings. If the materials should fail to extrude, remove any hardened materials from the end of the cartridge.
- Before using the cartridge, lift the release lever and retract the piston plunger fully. Remove the empty cartridge by lifting the cartridge holder and load a new one into the dispenser.

FIT CHECKING

- Apply the mixture to the internal surface of the prosthetic appliance and seat in the mouth. Working time is 1 minute from start of mix at 23°C (73°F). Hold in position for 1 minute until the material is set.
- Remove the prosthesis using a suitable instrument. Check the thickness of FIT CHECKER ADVANCED to assess the fit of the prosthesis. A suitable fit is shown by being uniformly covered with a thin film. If there is a spot where the film appears to be extremely thin or thick, it should be corrected using standard techniques.
- After assessment, remove the material and clean the prosthesis.
 - Do not use FIT CHECKER ADVANCED on the surface relined with silicone based soft relining material as it would be difficult to remove.
 - FIT CHECKER ADVANCED is highly flowable material. Care should be taken to ensure the material does not flow into the patient’s throat.
 - Avoid desiccation of tooth and surrounding tissue when applying FIT CHECKER ADVANCED.
 - FIT CHECKER ADVANCED has unique chemistry that allows it to polymerize faster in the oral cavity than at room temperature. Therefore to determine setting, examine material in the mouth since material on bench will yield a false result.
 - Higher temperatures shorten the working time and lower temperatures increase working time.

COLOR

White

STORAGE

Recommended for optimal performance, store at room temperature away from direct sunlight (15 - 25°C, 59 - 77°F). (Shelf life : 2 years from date of manufacture)

PACKAGES

- 1-1 Pkg : 55g (42mL) base, 50g (42mL) catalyst, 3g retarder and mixing pads.
- Cartridge
Two cartridge package: Cartridge 62g (48mL) x 2, MIXING TIP II S x 3, MIXING TIP II SS x 3

CAUTION

- In case of contact with oral tissue or skin, remove and flush with water.
- In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
- Do not mix FIT CHECKER ADVANCED with components of any other products.
- Avoid getting material on clothing as it is difficult to remove.
- Take care to avoid ingestion of the material.
- Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:

http://www.gceurope.com or For The Americas http://www.gcamerica.com They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING

MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged. DO NOT IMMERGE. Thoroughly clean device to prevent drying and absorption of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional/national guidelines.

Last revised : 02/2016

R_xOnly



MANUFACTURED BY
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan
RESPONSIBLE MANUFACTURER IN CANADA:
GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.
DISTRIBUTED BY
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan
 **EU : GC EUROPE N.V.**
Researchpark Heaarde Loooven 1240, Interleuvenlaan 33,
9-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 10
GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.
TEL: +1-708-597-0900
GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
11 Tampines Concourse, #03-05, Singapore 528729
TEL: +65 6544 7588
GC AUSTRALASIA DENTAL PTY. LTD.
1753 Botany Rd, Banksmeadow, NSW 2019, Australia
TEL: +61 2 9316 4499
PRINTED IN JAPAN

Vor der Benutzung bitte die Gebrauchsanweisung gründlich lesen. DE

FIT CHECKER™ ADVANCED

VPES SILIKON ZUR KONTROLLE DER PASSGENAUIGKEIT

Nur von zahnmmedizinischem Fachpersonal für die angegebenen Indikationen zu verwenden.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Zur Kontrolle der Passgenauigkeit von
 - *Kronen : marginale, proximale und occlusale Flächen
 - *Stiften : Paßgenauigkeit des Stifte
 - *Inlays : marginale, approximale Flächen
 - *Prothesen : Schleimhaut

Kontraindikationen

In seltenen Fällen kann das Produkt Sensibilitäten auslösen. Wenn entsprechende Reaktionen auftreten, sollte das Produkt nicht weiter verwendet und ein Arzt aufgesucht werden.

Sicherheitsmaßnahmen

Bei der Entnahme von FIT CHECKER ADVANCED sollte darauf geachtet werden, den Kontakt mit folgenden Materialien zu vermeiden, da die Vermischung mit diesen Materialien die Abbindefähigkeit verlangsamen oder gar verhindern könnte: Katalysator für Kondensations-Silikon- Abformmaterialien, Polysulfid-Abformmaterialien, eugenolhaltige Materialien, Schwefel, Latex, Öl, Acrylate, Glycerol und oberflächliche Anästhetika in Spray- oder Salbenform (z.B. Lidocain).

VERARBEITUNGSANLEITUNG

ZUBEREITUNG TUBE
Die gleiche Länge an Basis und Katalysator auf den Anmischblock geben (1 cm für Krone oder Inlay, 2-3 cm für Teilprothesen, 3-4 cm für Totalprothesen unten, 4-5 cm für Totalprothesen oben). 20 Sekunden gründlich vermischen. Hinweise:
a. Vor dem Anmischen zur Verlängerung der Verarbeitungszeit Abbindeverzögerer gemäß den Anweisungen hinzufügen. Der Abbindeverzögerer aus FIT CHECKER oder FIT CHECKER II kann auch für FIT CHECKER II verwendet werden.
b. Halten Sie die Tube gedrückt bis der Verschluss aufgeschraubt ist, um zu vermeiden, dass angesaugte Luft eine Flüssigkeits-Separation verursacht.
c. Schliessen Sie die Tube nach Gebrauch mit dem Original-Verschluss.

Anzahl der Tropfen des Abbindeverzögerers für 5 cm Paste und Katalysator	Verarbeitungszeit	Mindestverweildauer
0	1 min.	
3	1 min. 10 sec.	1 min.
5	1 min. 20 sec.	

bei 23°C, Luftfeuchtigkeit 50%

LADEN UND ANWENDUNG DES DISPENSERS

- Den Hebel am GC Cartridge Dispenser II anheben und den Kolben ganz zurück schieben. Den Kartuschenhalter geöffnet lassen und die Kartusche einlegen. Dabei sollte sichergestellt werden, dass die V-förmige Einkerbung am Ende der Kartusche nach unten zeigt. Jetzt wird der Kartuschenhalter wieder nach unten gedrückt, um die Kartusche fest im Dispenser zu verankern.
- Den Dispenserkolben soweit nach vorne zur Kartusche schieben, wie es geht.
- Die Kappe mit einer Viertelrehung entgegen dem Uhrzeigersinn von der Kartusche schrauben und komplett abheben. Jetzt vorsichtig auf den Dispenser drücken, bis aus beiden Öffnungen der Kartusche ein wenig Material austritt. Es sollte sich jeweils um die gleiche, Menge handeln.
- Den MIXING TIP II, der ebenfalls eine V-förmige Einkerbung hat, an der Stelle der Einkerbung der Kartusche auf diese aufdrehen. Dies geschieht mit einer Viertelrehung im Uhrzeigersinn. Nun sind alle Vorbereitungen zur Verwendung abgeschlossen.
- Nun muss der Hebel der Kartuche mehrfach zusammengedrückt werden, um das Material aus dem Mixing TIP auszurücken. Nach der Verwendung belassen Sie einfach den MIXING TIP II auf der Kartusche als Verschlusskappe bis zum nächsten Gebrauch. Zur Abnahme des MIXING TIP II diesen einfach entgegen des Uhrzeigersinnes abdrehen.
- Bei der nächsten Verwendung sollte der alte Mixing Tip von der Kartusche abgedreht werden und ein wenig Material aus der Kartusche gepresst werden, um sicherzugehen, dass aus beiden Öffnungen der Kartusche gleich viel Material kommt. Wenn nicht genug Material aus der Kartusche herauskommt, entfernen Sie eventuell fest gewordene Reste von den Öffnungen.
- Um die Kartusche aus dem Dispenser zu nehmen, muss der Hebel des Kartusche nach unten gedrückt werden. Dann kann die Kartusche, nachdem der Kartuschenhalter nach oben geklappt worden ist, entnommen und eine neue Kartusche eingelegt werden.

PASSGENAUIGKEITSSÜBERPRÜFUNG

- Die Mischung auf die protethische Arbeit geben und sie in den Mund einsetzen. Die Verarbeitungszeit beträgt 1 Minute von Mischbeginn bei 23°C (73,4°F). Diese Position für 1 Minute halten bis das Material fest ist.
- Entnahme der protethischen Arbeit mit einem geeigneten Instrument. Die Schichtstärke von FIT CHECKER ADVANCED überprüfen, um die Passgenauigkeit zu beurteilen. Eine gute Passung zeigt sich bei einer einheitlichen dünnen Schichtstärke des Materials. Sind Bereiche extrem dünn oder dick müssen diese in bekannter Technik korrigiert werden.
- Entfernen Sie das Material nach der Beurteilung und reinigen Sie die protethische Arbeit.
 - Verwenden Sie nicht FIT CHECKER ADVANCED auf Oberflächen die mit silikonbasierten weichen Unterfürtterungsmaterialien ergänzt wurden, da das Entfernen schwierig wird.
 - FIT CHECKER ADVANCED ist ein hochfließfähiges Material. Bitte achten Sie darauf, dass das Material nicht in den Rachen des Patienten läuft.
 - Vermeiden Sie Trockenheit auf Zähnen und Schleimhaut wenn Sie FIT CHECKER ADVANCED aufragen.
 - FIT CHECKER ADVANCED hat einzigartige chemische Eigenschaften, die eine schnellere Abbindung im Mund als außerhalb erzeugen. Daher sollte die Abbindegeschwindigkeit des Mundes überprüft werden.
 - Höhere Temperaturen verkürzen die Abbindezeit, während geringere Temperaturen diese verlängern.

FARBE

Weiß

LAGERUNG

Lagerung bei Raumtemperatur, vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung (15°-25°C, 59-77°F). (Haltbarkeit : 2 Jahre ab Produktionsdatum).

HANDELSFORMEN

- Tube
1-1 Packung : 55g (42mL) Basis, 50g (42mL) Katalysator, 3g Abbindeverzögerer, Amnischblocks
- Kartusche
Doppelkartuschenpackung : Kartusche 62g (48mL) x 2, MIXING TIP II SS x 3, MIXING TIP II S x 3

ACHTUNG

- Bei Kontakt mit Schleimhaut oder der Haut, entfernen und mit Wasser ausspülen.
 - Bei Kontakt mit Augen, sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
 - Mischen Sie FIT CHECKER ADVANCED nicht mit Komponenten anderer Fröslukte.
 - Vermeiden Sie Kontakt mit Kleidungsstücken, da das entfernen schwierig ist.
 - Das Verschlucken des Materials ist zu vermeiden.
 - Es sollte stets Persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe, Mundschutz und Schutzbrille getragen werden.
- Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsanleitung Bezug genommen wird, können gemäß dem GHS als gefährlich eingestuft sein. Machen Sie sich immer mit den Sicherheitsdatenblättern vertraut, die unter folgendem Link erhältlich sind:
- http://www.gceurope.com
In Amerika gilt folgender Link:
http://www.gcamerica.com
Die Sicherheitsdatenblätter können Sie außerdem bei Ihrem Zulieferer anfordern.

REINIGUNG UND DESINFEKTION

VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen. NIEMALS TAUCHEN/DESINFIZIEREN. Das Material gründlich reinigen und vor Feuchtigkeit schützen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Desinfizieren Sie mit einem für Ihr Land zugelassenen und registrierten (mid-level registered) Desinfektionsmittel.

Zuletzt aktualisiert : 02/2016

FIT CHECKER™ ADVANCED

SILICONE VPES POUR VERIFICATION DE L’AJUSTAGE

Utilisation uniquement par un professionnel de l’Art dentaire et selon les recommandations d’utilisation.

INDICATIONS

- Vérifier l’ajustage des
 - *Couronnes : ajust cervical, surface proximale, surface occlusale
 - *Tenons coulés : ajustage
 - *Inlays : margins, surface proximale
 - *Prothèses : contact muqueux

CONTRE INDICATIONS

Dans de rares cas, ce produit peut entraîner une réaction allergique. Si tel est le cas, cessez de l’utiliser et consultez un médecin.

PRECAUTIONS

Lors de l’extraction d’FIT CHECKER ADVANCED, prenez soin d’éviter tout mélange ou contact avec les matériaux suivants car ils pourraient différer ou altérer du FIT cartouches des matériaux d’empreinte par condensation, matériaux d’empreinte polysulfidés, à base d’eugénol sulfure, latex, huile, acrylates, glycérol, anesthésiant de surface en spray ou crème topique (ex: lidocaïne).

MODE D’EMPLOI

MÉLANGE TUBE
Séparer en 2 quantités égales Base et Catalyseur sur le bloc de mélange (1cm pour une couronne ou un inlay, 2-3 cm pour une prothèse partielle, 3-4 cm pour une prothèse totale inférieure 4-5 cm pour une arcade inférieure complète), bien mélanger pendant 20 secondes.

Notes:

- Pour augmenter le temps de travail, inclure le retardateur (comme indiqué) avant de mélanger. Le retardateur fournit avec le FIT CHECKER ou le FIT CHECKER II ne doit pas être utilisé avec le FIT CHECKER ADVANCED.
- Continuer de serrer la tube jusqu’au moment de le reboucher pour éviter l’incorporation d’air dans le tube qui pourrait provoquer une séparation solide/liquide.
- Après utilisation, rebouchez les tubes avec leur capuchon.

Nombre de goutte de retardateur pour 5cm de base et de catalyseur	Temps de travail	Temps minimum en bouche
0	1 min.	
3	1 min. 10 sec.	1 min.
5	1 min. 20 sec.	

À 23°C, 50% d’humidité

CHARGEMENT ET DISTRIBUTION DE LA CARTOUCHE

- Soulevez le levier de la cartouche et poussez le piston du CARTRIDGE DISPENSER II (appelé pistolet Distributeur ci-après) complètement vers l’arrière. Placez la cartouche dans le distributeur et chargez-la en vous assurant que l’encoche en forme de V sur le rebord de la cartouche est face à vous.
- Levez le verrou (capuchon basculant) de la cartouche et poussez le piston jusqu’à ce qu’il s’engage dans la cartouche.
- Retirez le capuchon de la cartouche en le faisant pivoter d’1/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Pressez doucement la gâchette du pistolet distributeur pour faire sortir une petite quantité de produit des deux extrémités de la cartouche. Assurez-vous que la base et le Catalyseur sortent bien de la cartouche.
- Alignez l’encoche en forme de V à l’embout de mélange sur l’encoche en forme de V entre le corps de cartouche. Poussez fermement afin de fixer l’embout de mélange. Puis, tourez le bout coloré de l’embout de mélange d’1/4 de tour dans le sens des aiguilles d’une montre au bout de la cartouche. Le distributeur peut à présent être utilisé.
- Pressez plusieurs fois la gâchette pour extraire le matériau. Après utilisation, l’embout mélangeur (mixing tip) doit rester en place, servant ainsi de protection jusqu’à l’emploi suivant. Lorsque vous remplacez un embout de mélange, effectuez une rotation du bord de l’embout d’1/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour aligner l’encoche en forme de V sur la cartouche. Inclinez l’embout de mélange vers le bas et détachez-le de la cartouche.
- Retirez le vieil embout de mélange avant toute nouvelle utilisation. Avant d’attacher un nouvel embout, extraire doucement une petite quantité de matériau pour s’assurer que la base et le catalyseur s’écoulent des deux ouvertures. Si les matériaux s’extraient difficilement, le matériau durci à l’extrémité de la cartouche.
- Pour remplacer la cartouche, relevez le verrou (levier de dégagement) et retirez complètement le piston. Enlevez la cartouche vide en soulevant le capuchon basculant de la cartouche et chargez une nouvelle cartouche dans le distributeur.

VERIFICATION DE L’AJUSTAGE

- Appliquez le mélange sur la surface interne de la pièce prothétique et positionnez la bouche du patient. Le temps de travail est de 1 minute à partir du début du mélange à 23°C (73,4°F). Maintenez en position pendant 1 minute jusqu’à ce que le matériau prenne.
- Retirez la prothèse avec un instrument adapté. Vérifiez l’épaisseur du FIT CHECKER ADVANCED pour constater l’adaptation de la prothèse. Un ajustement approprié se traduit par une couche fine uniforme. Si par endroit le film apparaît trop fin ou trop épais, la prothèse devra être ajustée selon les techniques classiques.
- Après vérification, retirez le matériau et nettoyez la prothèse.
 - Ne pas utiliser FIT CHECKER ADVANCED sur une surface rebasée avec un matériau de rebasage souple à base de silicone car il serait alors difficile à retirer.
 - FIT CHECKER ADVANCED est un matériau très fluide. Des précautions doivent être prises afin que le matériau ne s’écoule pas dans la cavité du patient.
 - Éviter le dessèchement de la dent et des tissus environnants lorsque vous appliquez FIT CHECKER ADVANCED.
 - FIT CHECKER ADVANCED a une composition chimique unique qui lui permet de polymériser plus rapidement en bouche qu’à température ambiante. Aussi pour déterminer la prise, examinez le matériau en bouche sinon les résultats seront inexactes. Le matériau à température ambiante ne prendra pas dans un temps acceptable.
 - Des températures plus élevées accélouront le temps de travail et les températures plus basses augmenteront le temps de travail.

TEINTE

Bianche

CONSERVATION

Conservé à température ambiante et loin de la lumière directe du soleil (15°-25°C, 59°-77°F). (Péremption : 2 ans à partir de la date de fabrication).

CONDITIONNEMENT

- Tube
Coffret 1-1 : 55g (42mL) Base, 50g (42mL) Catalyseur, 3g Retardeur, blocs de mélange
- Cartouche
Coffret de 2 cartouches : 2 Cartouches 62g (48mL), 3 embouts de mélange I SS, 3 embouts de mélange II S

ATTENTION

- En cas de contact avec la muqueuse ou la peau, retirer immédiatement et rincer aussitôt avec de l’eau.
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l’eau et demander un avis médical.
- Ne pas mélanger le FIT CHECKER ADVANCED avec d’autres composants ou produits.
- Éviter tout contact du matériau sur les vêtements, celui-ci étant difficile à nettoyer.
- Ne pas ingérer ce matériau.
- Un équipement de protection individuel (PPE) comme des gants, masques et lunettes de sécurité doit être porté.

Certains produits mentionnés dans le présent mode d’emploi peuvent être classés comme dangereux selon le GHS. Familiarisez-vous avec les fiches de données de sécurité disponibles sur:
http://www.gceurope.com ou pour l’Amérique
http://www.gcamerica.com
Elles peuvent également être obtenues auprès de votre fournisseur.

NETTOYAGE ET DESINFECTATION

Systèmes de distribution multi-usage: pour éviter toute contamination croisée entre les patients, ce dispositif nécessite une désinfection de niveau intermédiaire. Immédiatement après utilisation, inspecter le dispositif et l’équipette. Jeter le dispositif s’il est endommagé. NE PAS IMMÉRGER. Nettoyer soigneusement le dispositif pour prévenir l’assèchement et l’accumulation de contaminants. Désinfecter avec un produit de contrôle de l’infection de niveau intermédiaire selon les directives régionales / nationales.

Dernière mise à jour : 02/2016

FIT CHECKER™ ADVANCED

SILICOVINILPOLIETERE PER LA VERIFICA DEI PUNTI DI FRIZIONE

Per uso esclusivamente professionale odontoiatrica nelle indicazioni raccomandate.

INDICAZIONI RACCOMANDATE

- *Controllare l’adattamento di
 - *Corone : margini, superfici prossimali, superfici occlusali.
 - *Perni moncone : adattamento dei perni.
 - *Inlay : margini, superfici prossimali.
 - *Protesi : superfici delle mucose.

CONTROINDICAZIONI

In rari casi il prodotto può provocare sensibilizzazione in alcuni pazienti. Se si verificano simili reazioni, interrompere l’uso del prodotto e consultare un medico.

PRECAUZIONI

Quando si estrae FIT CHECKER ADVANCED è opportuno fare attenzione che il prodotto non venga a contatto o venga miscelato con i materiali indicati di seguito in quanto potrebbero ritardare o impedire la presa: catalizzatore per materiali per impronta a base di silicene a condensazione, materiali per impronte in polisolfuri, materiali contenenti eugenolo, zolfo, lattice, olio, acrilati, glicerolo, anestetico superficiale per uso topico tipo spray o liquido (ad esempio lidocaina).

ISTRUZIONI PER L’ USO

MISCELAZIONE TUBETTO
Estrudere nella stessa misura base e catalizzatore sul blocchetto d’impasto (1cm per corona o inlay, 2-3 cm per protesi parziali, 3-4 cm per una protesi totale inferiore, 4-5 cm per una protesi totale superiore). Miscelare accuratamente per 20 secondi.
Nota:
a. Per aumentare il tempo di lavoro aggiungere il ritardante prima della miscelazione, come indicato. Il ritardante fornito insieme a FIT CHECKER o FIT CHECKER II non può essere utilizzato per FIT CHECKER ADVANCED.
b. Tenere schiacciato il tubetto fino a quando si riavvita completamente il tappo. In questo modo si evita l’ingresso di aria nel tubetto causando potenzialmente la separazione tra la componente solida e quella liquida.
c. Richiudere il tubetto con il tappo originale una volta terminato di usare il prodotto.

Numero di gocce di ritardante per 5 cm di base e catalizzatore	Tempo di lavoro	Tempo minimo di posa in bocca
0	1 min.	
3	1 min. 10 sec.	1 min.
5	1 min. 20 sec.	

A 23°C con umidità al 50%

CARICAMENTO DELLA CARTUCCIA ED EROGAZIONE

- Sollevarla la leva di rilascio del GC CARTRIDGE DISPENSER II e arretrare completamente lo stantuffo a pistone. Sollevare il portacartuccia dell’ erogatore e caricare la cartuccia, accertandosi che la tacca a V posta sulla flangia della cartuccia sia rivolta verso il basso. Spingere il porta-cartuccia in basso per tenere ferma in sito la cartuccia.
- Sollevare la leva di rilascio e spingere lo stantuffo a pistone fino a quando non agganzia la cartuccia.
- Rimuovere il cappuccio della cartuccia ruotando in senso antiorario di 1/4 di giro. Piegare il cappuccio verso il basso e staccarlo dalla cartuccia. Premere delicatamente la leva dell’erogatore per estrarre una piccola quantità di materiale dalle due aperture poste sull’estremità della cartuccia. Accertarsi che la base e il catalizzatore escano senza ostacoli.
- Allineare la tacca a V posta sul bordo della PUNTA DI MISCELAZIONE II con la tacca a V posta tra i due serbatoi della cartuccia. Spingere con decisione per collegare la punta di miscelazione, quindi ruotare il colletto colorato della punta di miscelazione di 1/4 di giro in senso orario fino a raggiungere l’estremità della cartuccia. A questo punto l’erogatore è pronto all’uso.
- Premere la leva più volte per estrarre il materiale. Dopo l’uso non rimuovere la PUNTA DI MISCELAZIONE II in quanto fungerà da tappo per conservare il materiale fino all’uso successivo. Quando si deve sostituire la PUNTA DI MISCELAZIONE II, ruotare il collare sulla punta di miscelazione di 1/4 di giro in senso antiorario per allineare la tacca a V sulla cartuccia. Piegare verso il basso la punta di miscelazione e staccarla dalla cartuccia.
- Premere l’uso successivo togliere la vecchia punta di miscelazione. Prima di montare una punta nuova, estrarre delicatamente una piccola quantità di materiale per accertarsi che la base e il catalizzatore frugiscano in modo uniforme da entrambe le aperture. Se il materiale non esce, togliere tutto l’eventuale materiale indurito rimasto sull’estremità della cartuccia.
- Per sostituire la cartuccia, sollevare la leva di rilascio e arretrare completamente lo stantuffo a pistone. Togliere la cartuccia vuota schiacciando il porta-cartuccia e caricare una nuova cartuccia nell’erogatore.

CONTROLLO DELL’ADATTAMENTO

- Applicare il prodotto miscelato sulla superficie interna del manufatto protesico e procedere con il posizionamento in bocca. Il tempo di lavoro è pari a 1 minuto dall’inizio della miscelazione a 23°C (73,4°F). Tenere in posizione per 1 minuto fino all’avenuto indurimento del materiale.
- Rimuovere la protesi utilizzando uno strumento idoneo. Controllare lo spessore di FIT CHECKER ADVANCED per valutare l’adattamento della protesi. Se la superficie risulta coperta uniformemente da uno strato sottile di film, l’adattamento è corretto. Se invece ci sono punti in cui il film appare estremamente sottile o eccessivamente spesso, è necessario apporare correzioni impiegando le tecniche consuete.
- Dopo aver valutato l’adattamento, eliminare il materiale e pulire la protesi.
 - Non usare FIT CHECKER ADVANCED su superfici ribasate con materiale morbido per ribasatura a base di silicone in quanto la rimozione del materiale risulterebbe difficoltosa.
 - FIT CHECKER ADVANCED è un materiale molto fluido. Fare attenzione che il materiale non coli nella gola del paziente.
 - Evitare che i denti e il tessuto circostante si seccino eccessivamente durante l’applicazione di FIT CHECKER ADVANCED.
 - FIT CHECKER ADVANCED ha una chimica speciale che gli permette di polimeriz zare più rapidamente nella cavità orale rispetto alla temperatura ambiente. Pertanto, per capire se il materiale si è indurito è necessario esaminare il materiale in bocca poiché il materiale al banco darebbe un risultato falso.
 - A temperature superiori il tempo di lavoro diminuisce, mentre a temperature inferiori il tempo di lavoro aumenta.

COLORE

Bianco

CONSERVAZIONE

