

GC Fuji TEMP LT™

GLASS IONOMER PROVISIONAL LUTING CEMENT

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

1. Temporary (provisional) cementation of all types of all-ceramic, resin and metal-based crowns and bridges
2. Temporary (provisional) cementation of all types of all-ceramic, resin and metal-based crowns and bridges on implant abutments

CONTRAINDICATIONS

Avoid use of this product in patients with known allergies to glass ionomer cement.

IDENTIFICATION OF PARTS (Fig. 1)

- A. Paste Pak Cartridge
1. Capucion 2. Inner plunger 3. Cartridge tip
- B. Paste Pak Dispenser
4. Piston 5. Adjusting guide 6. Lever 7. Sliding block 8. Piston release

PASTE PAK CARTRIDGE LOADING

1. Make sure that the piston is completely retracted into the dispenser (Fig. 2). NOTE:


To retract the piston, push the piston release and at the same time pull the sliding block (on the underside of the dispenser) with fingers.

2. Load the cartridge into the Paste Pak Dispenser (Fig. 3). Ensure the mark (▲) on the cartridge lines up with the mark (▲) on the Paste Pak Dispenser as illustrated. Then turn the cartridge fully to the right position.
3. After cartridge loading, push the piston release forward until it stops (Fig. 4). a) Push the piston release forward. b) Do not push the upper side.

NOTE: To remove the cartridge, retract the piston fully and turn the cartridge back to the marked positions.

DIRECTIONS FOR USE

Paste / Paste Ratio (g/g)	0,7 / 1,0
Mixing Time (sec.)	10"-15"
Working Time (23°C/73°F) (min., sec.)	2'00"
Finishing Time (37°C/99°F, after removing excess) (min., sec.)	3'00"



1. ABUTMENT PREPARATION

- 1) Clean the tooth/abutment surfaces with pumice and water. For pulp capping, use calcium hydroxide.
- 2) Rinse thoroughly with water. Remove excess moisture by blotting with a cotton pellet or gently blowing with an oil-free air. DO NOT DESICCATE. Prepared surfaces should be moist (glistening). Overdrying may cause difficulties in cleaning the residual cement after debonding.
- NOTE: a. When a moderate retention is desired and especially when the fit of restoration is tight, a thin layer of separation medium like petroleum jelly can be applied on the abutment surface. Prior to final permanent cementation, remove petroleum jelly with alcohol first then water, as petroleum jelly may hinder setting or bonding of the permanent cement. b. The use of desensitizer may lower the bonding of GC Fuji TEMP LT.

2. RESTORATION PREPARATION It is recommended to sandblast the internal surface of the restoration when increased retention is desired. For sandblasting procedure, refer to the respective manufacturer's instructions. Before cementation, apply a thin layer of petroleum jelly to the outer marginal surface of the restoration. This will ease the clean-up of excess cement.
3. DISPENSING

- 1) Remove the cartridge cover.
- 2) Depress the lever to dispense the required amounts of paste onto the mixing pad. NOTE:

- a. Before dispensing the first time from a new cartridge or after a long interval in between use, bleed the paste from the cartridge. The adjusting guide can be moved forwards or backwards to change the quantity of material to be dispensed (Fig. 5).

1. Position of adjusting guide for one inlay.
2. Position of adjusting guide for one crown.

- b. The paste may be dispensed in the shape of a rod, but this does not affect the quality of the paste.
- 3) Depress the lever while moving the cartridge and dispenser backward (Fig. 6). Keep depressing the lever (Fig. 7-1), level and cut off the extruded material from the cartridge tips by moving the cartridge and dispenser to an upright position on the mixing pad (Fig. 7-2).

- 4) When the lever is released after dispensing, residual pastes at the cartridge tips are retracted into the cartridge. Clean the cartridge tip and replace the cartridge cover.

NOTE: The amount of residual material in the cartridge can be confirmed by the position of the sliding block on the underside of the dispenser.

4. MIXING

First spread the yellow paste alone and then mix the two pastes together with a spatula. Spread pastes thinly on the mixing pad and spatulate vigorously and thoroughly with lapping strokes for 10 seconds. Be careful not to incorporate air bubbles.

- a. Larger amount of paste requires a longer mixing time (15 seconds).
- b. Do not mix GC Fuji TEMP LT with other materials.

5. CEMENTATION

- 1) Apply a thin layer of mixed GC Fuji TEMP LT on the internal rim of the restoration. The working time is 2 minutes from start of mixing at 23°C (73°F). Higher temperature will shorten working time.
- 2) Seat the restoration. Maintain moderate pressure.
- 3) To remove excess cement, allow the cement to self-cure until excess cement feels rubbery (approx. 1 minute).
- 4) Remove excess cement with a scaler, probe and/or floss.
- 5) Maintain isolation until the cement has set. Finishing can be started approx. 3 minutes after excess cement removal.

6. RESTORATION REMOVAL

- 1) Using a suitable crown removal instrument, remove provisionally cemented restoration. Avoid undue forces that could damage the preparation or restoration.
- 2) After removal of the restoration, residual cement remaining on the preparation and/or internal surfaces of the restoration, may be removed with an ultrasonic scaler, explorer or other suitable hand instrument such as a sharp scaler. Gently dry the residual cement by air helps the clean-up easier.
- 3) Treat the preparation and proceed to final cementation according to the cement manufacturer's instructions or repeat provisional cementation with GC Fuji TEMP LT Cement by following initial cementation procedure noted at the beginning of this instruction for use document.

CLEANING / STERILIZATION OF PASTE PAK DISPENSER

For cleaning and sterilization of PASTE PAK DISPENSER, refer to the respective instructions for use.

SHADE

Universal

STORAGE

Recommended for optimal performance, store at room temperature away from heat, moisture and direct sunlight (4-25°C) (39,2-77,0°F)

PACKAGE

- 1) GC Fuji TEMP LT Cartridge (13.3g / 7.2mL) (2), mixing pad (1)
- 2) Paste Pak Dispenser (1)











CAUTION

1. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water. To avoid contact, a rubber dam and / or COCOA BUTTER can be used to isolate the operation field from the skin or oral tissue. Wear plastic or rubber gloves for protection.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
3. Avoid getting material on clothing.
4. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.
5. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at: <http://www.gceurope.com> or for The Americas <http://www.gcamerica.com> They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged. DO NOT IMMERGE. Thoroughly clean product to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional/national guidelines.

Last revised: 01/2019



GC Fuji TEMP LT™

PROVISORISCHER GLASIONOMER-BEFESTIGUNGSZEMENT

Nur für den zahnärztlichen Gebrauch im Rahmen der empfohlenen Indikationen benutzen.

EMPOHLENE INDIKATIONEN

1. Temporäre (provisorische) Zementierung aller Arten von Kronen und Brücken auf Vollkeramik-, Kunststoff- und Metallbasis.
2. Temporäre (provisorische) Zementierung aller Arten von Kronen und Brücken aus Vollkeramik-, Kunststoff- und Metallbasis auf Implantatpfosten.

KONTRAINDIKATIONEN

Dieses Produkt nicht bei Patienten mit bekannten Allergien gegenüber Glasionomer-Zement.

BESCHREIBUNG DER EINZELTEILE (Abb. 1)

- A. Paste-Pak-Kartusche
1. Capucion 2. Innerer Stempel 3. Kartuschenspitze
- B. Paste-Pak-Applikator
4. Kolben 5. Einstellhülse 6. Hebel 7. Gleitstück 8. Kolbenentriegelung

EINLEGEN DER PASTE-PAK-KARTUSCHE

1. Der Kolben muss vollständig in den Applikator zurückgezogen sein (Abb. 2). HINWEIS:

Um den Kolben zurückzuziehen, die Kolbenentriegelung drücken und gleichzeitig mit dem Finger am Gleitstück (auf der Unterseite des Applikators) ziehen.

2. Kartusche in den Paste-Pak-Applikator einlegen (Abb. 3). Die Markierung (▲) auf der Kartusche muss (wie abgebildet) genau auf die Markierung (▲) auf dem Paste-Pak-Applikator ausgerichtet sein. Die Kartusche anschließend vollständig in die korrekte Position drehen.
3. Nach dem Einlegen der Kartusche die Kolbenentriegelung bis zum Halt vorschieben (Abb. 4). a) Kolbenentriegelung schieben. b) Nicht auf die Oberseite drücken.

HINWEIS: Um die Kartusche herauszunehmen, den Kolben vollständig zurückziehen und die Kartusche zurück in die Position drehen, wo die Markierungen übereinstimmen.

ANWENDUNGSHINWEISE

Paste / Paste Mischverhältnis (g/g)	0,7 / 1,0
Anmischzeit	10 s bis 15 s
Verarbeitungszeit (23°C/73°F)	2 min
Beginn des endgültigen Finierens (37°C/99°F, nach Überschussentfernung)	3 min

NOTE:

1. VORBEREITUNG DER PFELER

- 1) Oberflächen des Zahnes-/Implantatpfostens mit Bimstein und Wasser reinigen. Zur Pulpenoberkappung Calcium-Hydroxid verwenden.
- 2) Gründlich mit Wasser abspülen. Überschüssige Feuchtigkeit mit esserem Umkleepapier oder einem Verbands mit dreifach lift entfernen. NICHT AUSTROCKNEN. Präparierte Oberflächen sollten feucht (glanzend) sein. Über Trocknung kann zu Schwierigkeiten bei der Entfernung von Zementresten nach dem Abnehmen der Restauration führen.

- HINWEIS: a. Wird eine weniger feste Verankerung gewünscht, insbesondere bei sehr eng sitzenden Restaurationen, kann eine dünne Schicht eines Isoliermittels – etwa Vaseline – auf der Zahnoberfläche aufgetragen werden. Vor der endgültigen, dauerhaften Zementierung die Vaseline zunächst mit Alkohol, anschließend mit Wasser entfernen, denn Vaseline kann die Aushärtung oder Haftwirkung des definitiven Zementes beeinträchtigen. b. Die Verwendung von Präparaten zur Desensibilisierung kann die Haftwerte von GC Fuji TEMP LT verringern.

2. VORBEREITUNG DER RESTAURATION

- 1) Wenn eine verstärkte Haftwirkung angestrebt wird, ist das Sandstrahlen der Innenseite der Restauration empfehlenswert. Die Vorgehensweise zum Sandstrahlen ist den entsprechenden Anleitungen des Herstellers zu entnehmen. Vor dem Zementieren eine dünne Schicht Vaseline auf die Außenseite des Restaurationsrandes auftragen. So können Restzementüberschüsse leichter entfernt werden.

3. AUFRAGEN

- 1) Kartuschenverschluss abnehmen.
- 2) Den Hebel herunterdrücken, um die gewünschte Pastenmenge auf den Anmischblock zu geben.

- a. Vor der ersten Verwendung einer neuen Kartusche, oder bei längerer Zeitspanne zwischen zwei Anwendungen, Pasten aus der Kartusche auspressen. Die Einstellhülse kann vor oder zurück bewegt werden, um die auszubringende Materialmenge zu verändern. (Abb. 5).

1. Position der Einstellhülse für ein Inlay.
2. Position der Einstellhülse für eine Krone.

- b. Die Paste kann in Strangform austreten, dadurch wird die Qualität der Paste nicht beeinträchtigt.

- 3) Den Hebel drücken und dabei Applikator und Kartusche nach hinten bewegen (Abb. 6). Hebel gedrückt halten (Abb. 7-1), das ausgepresste Material abstreifen, indem Kartusche und Applikator auf dem Anmischblock in senkrechte Stellung gebracht werden. (Abb. 7-2).

- 4) Wird der Hebel nach dem Ausbringen entlastet, werden verbleibende Pastenteile an den Kartuschenspitzen zurück in die Kartusche gezogen. Kartuschenspitze reinigen und Kartuschenspitzen wieder aufsetzen.

- HINWEIS: Die Menge des in der Kartusche noch verbleibenden Materials kann mit Hilfe der Stellung des Gleitstücks auf der Unterseite des Applikators festgestellt werden

4. ANSCHÜSSEN

- 1) Drücken Sie die gelbe Paste zuerst alleine aus und mischen Sie dann mit einem Spatel die zwei Pasten. Vermischen Sie die beiden Pasten dünn auf dem Anmischblock und spalten Sie kräftig und gründlich mit überlappenden Streichbewegungen für 10 Sekunden durch.

- HINWEIS: a. Eine größere Pastenmenge erfordert eine längere Anmischzeit (15 Sekunden).
- b. GC Fuji TEMP LT nicht mit anderen Materialien mischen.

5. ZEMENTIEREN

- 1) Applizieren Sie eine dünne Schicht gemischten Materials GC Fuji TEMP LT auf der Innenseite der Restauration. Die Verarbeitungszeit nach Beginn des Anmischvorgangs beträgt bei 23°C zwei Minuten. Höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit.

- 2) Restauration einsetzen.
- 3) Den Zement etwa eine Minute lang aushärten lassen, bis er eine zementartige Konsistenz erreicht. Erst jetzt die überschüssige Paste von der Zementüberschüsse mit einem Scaler, einer Sonde und/oder Zahnseide entfernen.

- 5) Isolierung aufrechterhalten, bis der Zement ausgehärtet ist. Mit der Nachbearbeitung kann etwa drei Minuten nach der Entfernung der Zementüberschüsse begonnen werden.

- 6) Entfernen der Restauration:

- 1) Benutzen Sie ein gängiges Kronenabhebemstrument um provisorisch zementierte Restaurationen zu entfernen. Vermeiden Sie übermäßige Kräfte, die die Präparation oder die Restauration beschädigen könnten.
- 2) Nachdem Sie die Restauration entfernt haben kann verbleibender Zement auf der Restauration und / oder auf der Innenseite der Restauration mit einem Ultraschallgerät, einer Sonde oder anderen gängigen Handinstrumenten wie spitzen Scalern entfernt werden. Gründliches Trocknen des verbleibenden Zementes durch Luft erleichtert die anschließende Reinigung.

- 3) Behandeln Sie die Präparation und setzen Sie die anschließende endgültige Zementierung entsprechend den Anweisungen des Zementherstellers fort, oder wiederholen Sie die provisorische Zementierung mit GC Fuji TEMP LT indem Sie dem einleitenden Zementierungsverfahren folgen, welches in dieser Verarbeitungsanleitung angegeben wird.

- REINIGUNG/DESINFIZIERUNG DES PASTE-PAK-APPLIKATORS Hinweise zur Reinigung und Desinfektion des PASTE-PAK-APPLIKATORS sind den jeweiligen Gebrauchsanweisungen zu entnehmen.

FARBE

Universal

AUFBEWAHRUNG

Empfehlen wir die optimalen Eigenschaften: bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor Wärme, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen (4-25°C).

PACKUNGSHALT

- 1) GC Fuji TEMP LT Kartusche (13,3 g / 7,2 ml) (2), Anmischblock (1)
- 2) Paste-Pak-Applikator (1)

ACHTUNG!

1. Bei Kontakt mit Mundschleimhaut oder Haut sofort mit alkoholgetränktem Schaumstoff oder Watte abwischen. Mit Wasser abspülen. Um solchen Kontakt zu vermeiden, können Kofferdam imbutoyl alcohol COCOA BUTTER verwendet werden. Um Arbeitsfeld gegen Haut und Schleimhaut zu isolieren. Zum Schutz Handschuhe aus Plastik oder Latex tragen

2. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.
3. Kontakt von Material mit Kleidungsstücken vermeiden.
4. In seltenen Fällen kann das Produkt bei manchen Patienten Überempfindlichkeitsreaktionen verursachen. Falls solche Reaktionen auftreten, das Produkt nicht weiter verwenden und einen Arzt aufsuchen.

5. Stets Schutzkleidung (PSA) wie Handschuhe, Mundschutz und Schutzbrille tragen.

Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsanleitung Bezug genommen wird, können gemäß dem GHS als gefährlich eingestuft sein. Machen Sie sich immer mit den Sicherheitsdatenblättern vertraut, die unter <http://www.gceurope.com> erhältlich sind.


<http://www.gcamerica.com>

In Amerika gilt folgender Link: <http://www.gcamerica.com> Die Sicherheitsdatenblätter können Sie außerdem bei Ihrem Zulieferer anfordern.

REINIGUNG UND DESINFIZIERUNG VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.

NIE MALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material gründlich reinigen und vor Feuchtigkeit schützen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Desinfizieren Sie mit einem für Ihr Land zugelassenen und registrierten (mid-level registered) Desinfektionsmittel.

Letzte Überarbeitung: 01/2019



GC Fuji TEMP LT™

VERRE IONOMERE DE SCHELLEMENT PROVISOIRE

A utiliser par un professionnel de l'Art Dentaire selon les recommandations d'utilisation.

INDICATIONS

1. Scellement provisoire pour tous types de couronne : tout céramique, résine, métal et pour bridges.
2. Scellement provisoire pour tous types de couronne : tout céramique, résine, métal et pour bridges sur pilier implantaire.

CONTRE INDICATIONS

Ne pas utiliser ce produit sur des patients présentant une allergie connue au Ciment Verre Ionomère.

IDENTIFICATION DES ELEMENTS (Fig. 1)

- A. Cartouches de pâte
1. Capuchon 2. Piston interne 3. Embout de la cartouche
- B. Distributeur de pâte
4. Piston 5. Guide d'ajustement 6. Levier 7. Bloc coulissant 8. Piston de retrait

CHARGEMENT DE LA CARTOUCHE PASTE PAK

1. Assurez-vous que le piston est complètement rétracté dans le distributeur. (Fig. 2). NOTE:

NOTE: Pour rétracter le piston, poussez sur le piston de retrait et dans le même temps avec le doigt, le bloc coulissant (formez une pince...au-dessous du distributeur).

2. Chargez la cartouche de pâtes (Fig. 3). Faites coïncider la marque ▲ de la cartouche avec la marque ▲ du bloc distributeur de pâtes comme indiqué. Puis, tournez complètement la cartouche en position droite.
3. Après avoir chargé la cartouche, poussez le piston jusqu'à ce qu'il s'arrête. (Fig. 4). a) Ne poussez le piston vers l'avant. b) Ne poussez pas sur la face supérieure.

NOTE: Pour enlever la cartouche, retirez entièrement le piston et tournez de nouveau la cartouche pour revenir à sa position initiale.

MODE D'EMPLOI

Ratio pâte/pâte (g/g)	0,7 / 1,0
Temps de mélange (sec.)	10"-15"
Temps de travail (23°C/73°F) (min., sec.)	2'00"
Finition après (37°C/99°F, après le retrait des excès) (min., sec.)	3'00"

1. PREPARATION DU PILIER

- 1) Nettoyez dent/pilier avec de la ponce et de l'eau. Pour un coffrage pulpaire utilisez un hydroxyde de calcium.
- 2) Rincez soigneusement à l'eau. Retirez les excès d'humidité en tamponnant avec une boulette de coton ou avec une seringue à air. NE PAS DESHYDRATER. Les surfaces préparées doivent apparaître humides (brillantes). Trop sécher peut rendre difficile - après dépose - le retrait des résidus de ciment.

- a. Lorsque la rétention nécessaire n'est que modérée, quand l'ajustage de la restauration est « serré », il est recommandé d'appliquer sur la surface d'adhésion un séparateur come de la vaseline. Avant le scellement définitif, retirez la vaseline d'abord avec de l'alcool puis avec de l'eau. La vaseline peut entraver ou diminuer la prise de l'adhésion du ciment définitif.
- b. L'utilisation d'un désensibilisateur peut diminuer l'adhésion du GC Fuji TEMP LT.

2. PREPARATION DE LA RESTAURATION

Si vous souhaitez augmenter la rétention, il est recommandé de sabler l'intérieur de la restauration. Pour la procédure de sablage, référez-vous aux instructions du fabricant. Avant scellement, appliquez une fine couche de vaseline sur les surfaces marginales externes de la restauration. Cela facilitera le nettoyage des excès de ciment.

3. DISTRIBUTION

- 1) Retirez le capuchon de la cartouche.
- 2) Appuyez sur le levier pour distribuer la quantité de pâte désirée sur le bloc de mélange. NOTE:

- a. Avant d'utiliser une nouvelle cartouche ou après un long intervalle d'utilisation, faites sortir un peu de pâtes de la cartouche. Le guide d'ajustement peut être avancé ou reculé pour modifier la quantité de pâte à distribuer (Fig. 5).

1. POSITION POUR UN INLAY.

1. Position pour une couronne.
2. Le Fuji TEMP peut être distribué sous la forme d'un filet sans pour autant en affecter sa qualité.

- 3) Pendant que vous abaissez le levier (Fig. 7-1), égalisez et coupez la quantité de matériau extraite des embouts de la cartouche en positionnant la cartouche et le distributeur en position verticale sur le bloc de mélange (Fig. 7-2).

- 4) Si la corone est réglée après distribution, les excédents de pâtes au niveau des embouts se rétractent dans la cartouche. Nettoyez l'embout et replace le capuchon de la cartouche. NOTE:

- a. La quantité de matériau restant dans la cartouche peut être vérifiée par utilisation du bloc coulissant sur le dessus du distributeur. Dans la mesure où les cylindres sont transparents, la quantité résiduelle de matériau peut également être confirmée par la position du piston interne dans les cylindres.

4. MELANGE

Étalez d'abord la pâte jaune seule, puis mélangez les deux pâtes avec une spatule. Étalez les pâtes sur le bloc de mélange et spatulez vigoureusement et soigneusement par à-coups pendant 10 secondes. Faites attention de ne pas incorporer de bulles d'air.

- a. Une quantité de pâte plus importante nécessite un temps de mélange plus long (15 secondes).
- b. Ne pas mélanger les pâtes avec d'autres matériaux.

5. TECHNIQUE DE SCHELLEMENT

- 1) Appliquez une fine couche du mélange GC Fuji TEMP LT sur le bord interne de la restauration. Le temps de travail est de 2 minutes à partir du début de mélange (Fig. 7-3). Des températures plus élevées raccourcissent le temps de travail.


- 2) Insérez la prothèse. Maintenez une pression modérée.
- 3) Pour retirer les excès de ciment... laissez prendre le matériau (chémopolymérisation) puis retirez les excès lorsque le matériau paraît mouchocheux (environ 1 minute).

- 4) Retirez le levier et retirez le matériau en excès avec un fil dentaire.
- 5) Maintenez l'isolation jusqu'à la prise complète du ciment. La finition peut débuter environ 3min. après le retrait des excès de ciment.

6. RETRAIT DE LA RESTAURATION

- 1) Retirez l'instrument approprié, retirez la restauration provisoirement solide. Évitez les forces excessives qui pourraient endommager la préparation ou la restauration.
- 2) Après le retrait de la restauration, le ciment restant sur la préparation et/ou les surfaces internes de la restauration, peut être enlevé avec un détartreur à ultrason, une sonde ou une pièce à main appropriée comme un grattoir. Le séchage délicat des résidus de ciment par de l'air facilite le nettoyage.
- 3) Traitez la préparation et procédez au scellement définitif conformément aux instructions du fabricant ou répétez le scellement provisoire avec le ciment GC Fuji TEMP LT en suivant la procédure de scellement initiale de ce mode d'emploi.

NETTOYAGE / STERILISATION



GC Fuji TEMP LT™

GLASIONOMEER VOORLOPIG BEVESTIGINGSCEMENT

Uitsluitend voor gebruik door tandprofessionals in de vermelde toepassingen.

VERMEDELDE TOEPASSINGEN

- Tijdelijk (voorlopig) bevestigen van alle typen kronen en bruggen, volkramisch, kunstharis en op metaalbasis
- Tijdelijk (voorlopig) bevestigen van alle typen kronen en bruggen, volkeramisch, kunstharis en op metaalbasis, op implantaatabtombts

CONTRA-INDICATIES

Gebruik uk product niet bij patiënten waarvan bekend is dat ze allergisch zijn voor glasionomeercement.

IDENTIFICATIE VAN DE ONDERDELEN (Fig. 1)

- Paste Pak cartridge
- Beschermkap 2. Binnenplunjer 3. Cartridgelip
- Paste Pak Dispenser
- Zuiger 5. Instelgeleider 6. Hendel 7. Glijblok 8. Zuigerontgrendeling

DE PASTE PAK CARTRIDGE LADEN

- Zorg ervoor dat de zuiger volledig is teruggetrokken in de dispenser (fig. 2).

Om de zuiger terug te trekken, drukt u de zuigerontgrendeling in terwijl u met de vingers aan het glijblok (aan de onderzijde van de dispenser) trekt.

2. Laad de cartridge in de Paste Pak Dispenser (fig. 3). Zorg ervoor dat het glijblok op de cartridge in één lijn staat met het (▲)-teken op de Paste Pak Dispenser. Draai de cartridge vervolgens helemaal naar de rechterpositie.

- Nadat de cartridge is geladen, drukt u de zuigerontgrendeling naar voren totdat deze niet verder kan (fig. 4).
 - Druk de zuigerontgrendeling naar voren.
 - Druk de bovenzijde niet aan.

Om de cartridge te verwijderen, trekt u de zuiger volledig terug en draait u de cartridge terug naar de gemarkeerde posities.

GEBRUIKSAANWIJZING

Pasta / Pastaverhouding (g/g)	0,7 / 1,0
Mengtijd (sec.)	10"-15"
Verwerkingstijd (23°C/73°F) (min., sec.)	2'00"
Aanvang definitieve afwerking na (37°C/99°F, na wegnemen van het overtolige product) (min., sec.)	3'00"

1. PREPARATIE ABUTMENT

- Reinig de tand-/abutmentoppervlakken met puimsteen en water. Gebruik calciumhydroxide vóór een pulpa-overkapping.
- Spoel grondig met water. Verwijder overmatig vocht door te deppen met een wattenbolletje of door zacht te blazen met olievrige lucht. NIET UITDROEGEN. Geprepareerde oppervlakken moeten vochtig zijn (glanzend). Als het oppervlak te droog is, is het resterende cement na de debedding moeilijk verwijderbaar.

- NB
- Wanneer een matige retentie wordt gewenst, en meer bepaald bij een strak aansluitende restauratiepasvorm, kan een dunne laag separatiemedium, bijvoorbeeld vaseline, worden aangebracht op het abutmentoppervlak.** De vaseline vóór het permanente bevestigen eerst met alcohol en vervolgens met water verwijderen. Vaseline kan immers het uitharden of de hechting van het permanente cement belemmeren.
 - Het gebruik van een desensitizer kan de hechting van GC Fuji TEMP LT verminderen

2. PREPARATIE RESTAURATIE

Het is aanbevolen om het binnenoppervlak van de restauratie te zandstralen wanneer een hogere retentie gewenst is. Voor de zandstraalprocedure, zie de gebruiksaanwijzing van de betreffende fabrikant.

Breng vóór het bevestigen een dunne laag vaseline aan op de buitenkant van de restauratie. Het overtolige cement zal zich gemakkelijker laten verwijderen.

3. DOSERING

- Verwijder de beschermkap van de cartridge.
- Druk de hendel in om de benodigde hoeveelheid pasta op het mengblok te doseren.

NB

- Laat eerst een kleine hoeveelheid pasta uit de cartridge lopen wanneer u een nieuwe cartridge in gebruik neemt of nadat u de cartridge lange tijd niet hebt gebruikt. De instelgeleider kan naar voren en naar achteren worden bewogen om de hoeveelheid te doseren materiaal aan te passen (fig. 5).

1. Positie instelgeleider voor één inlay.
2. Positie instelgeleider voor één kroon.

6. De pasta kan in de vorm van een staafje uit de dispenser komen. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit van de pasta.

- Druk de hendel in terwijl u de cartridge en de dispenser naar achteren beweegt (fig. 6). Houd de hendel ingedrukt (fig. 7-1), breng het geëxtrudeerde materiaal in een horizontale laag aan en snijd het bij de cartridgelip af door de cartridge in dispenser naar een verticale positie op het mengblok te bewegen (fig. 7-2).

- Wanneer de hendel na het doseren wordt losgelaten, wordt de resterende pasta bij de cartridgelip teruggezogen in de cartridge. Reinig de cartridgelip en plaats de beschermkap van de cartridge terug.

NB
De hoeveelheid resterend materiaal in de cartridge kan worden bepaald op basis van de positie van het glijblok aan de onderzijde van de dispenser.

4. MENGING

Smeer eerst alleen de gele pasta uit en vermeng daarna de twee pasta's met behulp van een plastic spatel. Smeer de pasta's uit tot een dunne laag op het mengblok en meng deze grondig met krachtige halen in overlappende stroken, gedurende 10 seconden. Zorg ervoor dat u geen luchtbelleten insluit.

- Voer grotere hoeveelheden pasta gelidt een langere mengtijd (15 seconden).
- Vermeng GC Fuji TEMP LT niet met andere materialen.

5. BEVESTIGING

- Breng een dunne laag van het vermengde GC Fuji Temp LT aan op de binnenste rand van de restauratie. De verwerkingstijd bedraagt 2 minuten vanaf het moment dat het mengen is gestart bij 23° C. Een hogere temperatuur verkort de verwerkingstijd.
- Druk de restauratie aan. Handhaaf gemiddelde druk.
- Om overtolig cement te verwijderen, wachten tot het cement vanzelf is uitgehard en het overtolige cement rubberachtig aanvoelt (na ongeveer 1 minuut).
- Verwijder overtolig cement met een geschikt instrumentarium en/of fosdraad.
- Houd het geïsoleerd tot het cement is uitgehard. De afwerking kan beginnen ongeveer 3 minuten nadat het overtolige cement werd verwijderd.

6. RESTAURATIE AFNEMEN

- Gebruik een geschikte kroonverwijderingstang en verwijder de tijdelijk gecementeerde restauratie. Voorkom overmatige krachten die de preparatie of de restauratie zouden kunnen beschadigen.
- Nadat de restauratie is afgenomen, verwijder achtergebleven cement op de preparatie en/of het interne oppervlakte van de restauratie met een ultrasonice scaler, sonde of een ander geschikt handinstrument zoals een scherpe scaler. Droeg eventueel het achtergebleven cement om dit proces te vergemakkelijken.
- Behandel de preparatie en vervolgens de definitieve cementering volgens de instructies van betreffende fabrikant of herhaal het tijdelijk cementeren met GC Fuji TEMP LT cement waarvan de procedure is opgenomen in deze gebruiksinstructie.

DE PASTE PAK DISPENSER REINIGEN/STERILISEREN

Zie de afzonderlijke gebruiksaanwijzingen voor het reinigen en steriliseren van PASTE PAK DISPENSER.

KLEUR

Universeel

OPSLAG

Aanbeveling voor een optimaal resultaat, bewaren op kamertemperatuur en beschermen tegen warmte, vocht en direct zonlicht (4-25 °C)

VERPAKKING

- GC Fuji TEMP LT Cartridge (13,3 g / 7,2 ml) (2), mengblok (1)
- Paste Pak Dispenser (1)

LET OP

- In geval van contact met het mondweefsel of de huid, onmiddellijk verwijderen met een sponseje of wattenbolletje gedrenkt in alcohol. Spoelen met water. Om contact te voorkomen, kan een cofferdam en/of COCOA BUTTER worden gebruikt om het werkgebied te isoleren van de huid of het mondweefsel. Draag plastic of rubberen handschoenen. Defect enkel of beide kassen.
- In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met water en medisch advies innemen.
- Mors geen materiaal op kleding.
- Bij sommige personen kan een overgevoeligheid voor het product niet worden uitgesloten. Mochten zich allergische reacties voordoen, dan moet de toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
- Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, mondmaskers en beschermbrillen.

Sommige producten waarnaar wordt verwezen in het huidige veiligheidsinformatieblad kunnen worden geclassificeerd als gevaarlijk volgens GHS. Maak u vertrouwd met de veiligheidsinformatiebladen beschikbaar op:

http://www.gceurope.com
of voor Amerika
http://www.gcamerica.com
Zij kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

REINIGING EN DESINFECTIE
MULTI-TOEPASSENDE DOSERINGSYSTEMEN: Om kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen dient dit instrument en het label gedesinfecteerd worden. Inspecteer het instrument en het label direct na gebruik op beschadigingen. Gebruik het instrument niet meer indien beschadigd.
NIET ONDERDOEPELEN. Reinig het instrument grondig om het opdrogen en accumuleren van verontreinigen te voorkomen. Desinfecteer met een medisch geregistreerd infectie controle product welke voldoet aan de regionale/nationale richtlijnen.

Laatste herziening: 01/2019

GC Fuji TEMP LT™

PROVISORISK GLASIONOMER CEMENT

Må kun anvendes af professionelt dentalpersonale til anbefalede indikationer

INDIKATIONER

- Til midlertidig (provisorisk) cementering af alle typer keramiske, resin- og metalbaserede kronor og broer
- Til midlertidig (provisorisk) cementering af alle typer keramiske, resin- og metalbaserede kronor og broer som er implanteratsubstøttet.

KONTRAINDIKATIONER

Undgå brugen af dette produkt på patienter med kendt allergi overfor glasionomeercement.

BESKRIVELSE AF SYSTEMET (Fig. 1)

- Paste Pak magasin
- Hætte 2. Indre stempel 3. Spids
- Paste Pak Dispenser
- Stempel 5. Doseringsguide 6. Hævearm 7. Skydeblok 8. Stempeludløser

MONTERING AF PASTE PAK MAGASINET

- Kontroller at stemplet er trukket helt tilbage i dispenseren (Fig. 2)

NOTE:

For at trække stemplet tilbage, tryk da på stempeludløseren og skub samtidig skydeblokken tilbage (på undersiden af dispenseren) med fingrene.

- Sæt magasinet i Paste Pak dispenseren (Fig. 3). Sørg for at mærket (▲) på magasinet står på mærket (▲) på Paste Pak Dispenser som illustreret. Drej herefter magasinet mod højre til låst position
- Efter montering af magasinet skubbes stempeludløser op indtil den stopper. (Fig. 4)
 - Skub stempeludløseren fremad.
 - Tryk IKKE på den øverste del.

NOTE:

For at fjerne magasinet trækkes stemplet helt tilbage og magasinet drejes tilbage til de to mærker.

BRUGSVEJLEDNING

Pasta / Pasta ratio (g/g)	0,7 / 1,0
Blandetid (sek.)	10"-15"
Arbejdstid (23°C/73°F) (min., sek.)	2'00"
Finishing og polering må tidligst begynde (37°C/99°F, efter fjernelse af overskud) (min., sek.)	3'00"

1. FORBEREDELSE AF PRÆPARATIONEN

- Rengør tanden/opbygningen med pimpsten og vatten. Ved pulpaoverkapping brug da calciumhydroxid.
- Spoel grundigt med vatten. Avlægsna øverskottsfukt genom att torka med en bomullsperle eller genom försiktig torblåstning med oljefri luft. DEHYDRERA INTE. De rengjorda ytorna ska vara lätt fuktiga. Dehydrering kan orsaka problem i samband med att överskottscement ska avlägsnas innan permanent cementering ska utföras.

- NOTE:
- När der ansösk moderat retentio eller specielt ved tæt tilplassede restaureringer, kan et tyndt lag vaseline påføres tanden/opbygningen. Inden endelig cementering skal vaselinen fjernes først med sprit og dernæst med vand. Vaselinen kan hindre afbinding ved permanent cementering.
 - Brug af desensitizer kan give mindre bindingsstyrke af GC Fuji TEMP LT.

2. FORBEREDELSE AF RESTAURATIONEN

Hvis eget retentio ønskes anbefales det at sandblåse den indre overflade af restaureringen. Følg sandblæsningsproceduren fra producenten. Før cementering påføres et tyndt lag vaseline på restaurationsens ydre overflade. Dette vil lette fjernelse af overskuddet.

3. DISPENSERING

- Fjern hæften fra magasinet
- Tryk på hævearmen for at presse den ønskede mængde pasta ud på en blandedblok.
 - Ved første dosering fra en ny pakke, eller efter lang tids manglende brug, bør der trykkes cement ud for at sikre at der fri udlebfra begge kanaler. Doseringsguiden kan flyttes frem eller tilbage afhængig af den ønskede mængde. (Fig. 5)
 - Position for dosering til di midtag
 - Position for dosering til en krone
 - Pastaen skal doseres som to stænger
- Let trykket fra hævearmen mens dispenseren trækkes bagud (Fig. 6). Hold trykket (Fig. 7-1) og vip dispenseren opad i en vinkelret position for at afslutte doseringen på blandedblokken (Fig. 7-2).
- Når hævearmen slippes efter dispensering vil øverskydende pasta trækkes tilbage i magasinet. Rengør magasinspidsen og sæt hæften på.

NOTE:
Den tilbageværende mængde i magasinet kan kontrolleres ved at læse den blandedblok under dispenseren.

Fordele først den gule pasta over blokken og bland derefter de to pastaer sammen med en spatel. Spred den over blokken og spatulér grundigt i 10 sekunder, med hurtige bevægelser som overlapper hinanden.

Pasta på ikke at inkorporere luftbobler.

- En større mængde pasta kræver længere blandedtid (15 sekunder)
- Bland ikke GC Fuji TEMP LT med andre materialer

5. CEMENTERING

- Påfør et tyndt lag af GC Fuji TEMP LT på indersiden af restaureringen. Arbejdstiden er ca. 23°C (73°F) to minutter fra start af blanding. Højere temperaturer kan forkorte arbejdstiden.
- Sæt restaureringen på. Oprethold et moderat tryk.
- Lad cementen hærdre indtil øverskydende cement føles gummiagtigt (ca. 1. min.)
- Fjern øverskydende cement med et passende instrument og/eller flou sprøjte til fjernelse af restcementen.
- Oprethold tørtæling/isolation indtil cementen er hærdet. Finishing kan udføres ca. 3. min efter fjernelse af øverskydende cement.
- FJERNELSE AF RESTAURERINGEN
 - Anvend en dertil egnet kroenefjerner og fjern provisoriet/restaureringen.
 - Undgå metoder som kan skade præparationen eller restaureringen.
 - Efter fjernelse af restaureringen, fjernes restcement fra præparationen og/eller restaureringen. Det kan fjernes med passende instrumenter samt ultralyd. Let lufttørring af cementen forenkler fjernelse af restcementen.
 - Ved endelig cementering forhandles præparationen ifølge producentens anbefalinger og/eller de langtidprovisoriske cementering med GC Fuji TEMP LT gentages proceduren fra tidligere i dette dokument.

RENGØRING/STERILISERATION AF PASTE PAK DISPENSER

For rengøring og sterilisering af PASTE PAK DISPENSER henvises til separat brugsanvisningen for denne

FARV

Universal

OPBEVARING

For optimalt resultat skal, opbevares ved rumtemperatur, væk fra varme, fugt og direkte sollys (4-25°C) (39,2-77,0°F)

PAKNINGER

- GC Fuji TEMP LT Magasin (13.3g / 7.2ml) (2), blandedblok (1)
- Paste Pak Dispenser (1)

ADVARSEL

- I tilfælde af kontakt med slimhinder eller hud, fjernes det umiddelbart med gæde dypet i sprit. For at undgå vævskontakt kan kofferdamanlæg eller COCOA BUTTER benyttes til at isolere arbejdsområdet. Det anbefales at bruge handsker.
- I tilfælde af kontakt med øjnene skylles straks med rindende vand og der henvises til læge
- Undgå kontakt med belydning.
- I sjældne tilfælde kan produktet give allergisk reaktion. Hvis det er tilfældet skal brugen af produktet stoppes og der henvises til læge.
- Personlige væremidler (PPE) såsom handsker, mundbind og beskyttelsesbriller skal altid bæres.

Nogle produkter som er beskrevet i FU eller evL, klassificeret som farlig i hhH GHS. Læs altid op på alle arbejdstyghygiejnske anvisninger som kan findes på:
http://www.gceurope.com
eller for Amerika
http://www.gcamerica.com
De kan altid rekvireres hos dit depot.

RENGØRING OG DESINFECTATION
APPLICERINGSSYSTEM TIL FLERANGSBRUG: For at undgå krydskontaminering mellem patienterne, skal disse enheder desinficeres på mellemniveau. Efter anvendelse inspiceres enheden umiddelbart for personlig defekt eller for kontaminering.
MÅ IKKE LÆGGES I DESINFECTATIONSÆSKER. Rengør enheden omhyggeligt og tør den ordentligt. Der må ikke være smuds tilbage på enheden. Desinficer produktet på mellemniveau og følg de nationale retningslinjer for dette.

Sidst revideret: 01/2019

GC Fuji TEMP LT™

GLASJONOMERCEMENT FÖR ALL TEMPORÄR CEMENTERING

Ska endast användas av professionella utövare inom de rekommenderade indikationerna

REKOMMENDERADE INDIKATIONER

- Temporär (provisorisk) cementering av alla typer av helkeramiska, resin- och metallunderstödda kronor och broar
- Temporär (provisorisk) cementering av alla typer av helkeramiska, resin- och metallunderstödda kronor och broar som är implanteratsstödda.

KONTRAINDIKATIONER

Undvik att använda denna produkt på patienter med känd allergi mot glasjonomercement.

FÖRTECKNING ÖVER INGÅENDE DELAR (Fig.1)

- Paste Pak Patron
- Lock 2. Inre påskjutningskolv 3. Spets
- Paste Pak Dispenser
- Pistong 5. Doseringsguide 6. Håvarm 7. Rörligt block 8. Frigöringsmekanism för pistongen.

LADDNING AV PASTE PAK PATRONEN

- Kontrollera att pistongen är helt tillbaka i dragagen i dispensern (Fig. 2)

OBS:

För att dra tillbaka pistongen, tryck ihop de rörliga delarna på frigöringsmekanismen för pistongen och dra samtidigt tillbaka det rörliga blocket (på undersidan av dispensern) med fingrarna.

- Ladda patronen i Paste Pak Dispensern (Fig. 3). Försäkra dig om att linjerna på märket (▲) på patronen står på Paste Pak Dispensern enligt illustrationen. Vrid sedan patronen helt till dess rätta position.
- Efter laddning av patronen, tryck pistongen framåt tills det tar stopp (Fig. 4).
 - Tryck fram pistongen
 - Tryk inte på ovsidan

NOTE:

For att avlägsna patronen, dra tillbaka pistongen helt och vrid patronen tillbaka till den markerade positionen.

BRUKSANVISNING

Pasta/Pasta relationer (g/g)	0,7 / 1,0
Blandningstid (sek.)	10"-15"
Arbejdstid (23°C/73°F) (min., sek.)	2'00"
Slutlig finishering kan påbörjas (37°C/99°F, efter avlägsnande av överskott) (min., sek.)	3'00"

1. HANTERING AV PRÆPARATIONEN

- Rengør tanden/pearlen med pimpsten og vatten. För pulpaöverkapping, använd calciumhydroxid.
- Spoel grundigt med vatten. Avlägsna överskottsfukt genom att torka med en bomullsperle eller genom försiktig torblåstning med oljefri luft. DEHYDRERA INTE. De rengjorda ytorna ska vara lätt fuktiga. Dehydrering kan orsaka problem i samband med att överskottscement ska avlägsnas innan permanent cementering ska utföras.

- OBS:
- När en moderat retentio är önskvärd, speciellt i de fall när passformen är mycket god, applicera ett tunt skikt av vaselin på distansens yta. Innan permanent cementering sker, avlägsna vaselinet först med alkohol därefter med vatten. Vaselin kan förhindra stålning eller bonding av det permanenta cementet.
 - Användning av s.k. desensitizer kan orsaka lågre bindingsstyrka os GC Fuji TEMP LT.

2. HANTERING AV ERSÄTTNINGEN

Vi rekommenderar att sandblåstra insidan av kronan/bröa om ökad retentio är önskvärd. För sandblåstning hänvisar vi till respektive tillverkares brugsanvisning. Innan cementering applicera lite vaselin på utsidan av ersättningen. Detta kommer att göra överskottshanteringen mycket enklare.

3. DOSERING

- Avlägsna locket.
- Tryck på hävarmen för att dosera den erforderliga mängden material på blandedningsblocket.
 - Innan dosering från en ny patron, eller dosering från en patron som skall användas efter en längre tids uppehåll, tryck ut lite pasta och se till att det kommer ut från bägge kanalerna. Doseringsguiden kan skjutas framåt eller bakåt för att få den mängd cement som önskas (Fig. 5).
 - Doseringsguidens läge för cementering av ett inlay.
 - Doseringsguidens läge för cementering av en kroon.
- Pastorna ska doseras i form av två stänger.
- Avlägsna trycket från hävarmen samtidigt som dispenser och patron förs bakåt (Fig. 6). Skär av de doserade pastorna Fig. 7-1 och se till att både patron och dispenser har en upprätt position i förhållande till landningsblocket (Fig. 7-2).
- När hävarmen frigörs efter doseringen dras överskottet i spetsarna in i patronen. Sätt på locket på patronen.

OBS:

Mängden överskott i patronen framgår av positionen på det rörliga blocket på undersidan av dispensern.

4. BLANDNING

Sprid först ut den gula pastan för att därefter blanda ihop de två pastorna med en spatel. Använd hela blandedningsblocket vid spaltuleringen och blanda omsorgsfullt under 10 sekunder. Undvik att blanda in luftbubblor i materialet.

OBS:

En större mängder cement kräver en längre blandningstid (15 sek)

Bland inte GC Fuji TEMP LT med andra material.

5. CEMENTERING

- Applicera ett tunt skikt av blandat GC Fuji TEMP LT internt i ersättningen. Arbetstiden är 2 minuter från blandningsstart vid 23°C (73°F). Högre temperaturer förkortar arbetstiden.
- Sätt ersättningen på plats. Håll kvar med moderat tryk.
- För att avlägsna överskottscement, låt cementet självstelnat tills det känns gummiaktigt (ca.1 minut).
- Avlägsna överskott med en scaler, sond och/eller tandråd.
- Se till att cementet utsatts för fukt innan det stelar. Finishing och puts kan påbörjas efter ca 3 minuter.
- AVLÄGSNANDE AV ERSÄTTNINGEN
 - Använd ett lampligt instrument för att avlägsna kronan. Undvik alltför mycket kraft vilket kan medföra att skador kan uppkomma i præparationen eller på ersättningen.
 - Efter avlägsnandet av ersättningen, se till att ta bort resterna av det temporära cementet. Det görs bäst med en ultraljudsapparat, en sond eller annat lämpligt handinstrument, Lex. en vass scaler/Dehydrera gärna cementet vilket gör avlägsnandet enklare.
 - Behandla därefter præparationen på sedvanligt sätt och cementera permanent i enlighet med tillverkarens instruktioner, eller repetera temporär cementering med GC Fuji TEMP LT Cement. Se tidigare anvisningar i detta dokument.

RENGÖRING/STERILISERING AV PASTE PAK DISPENSER

For rengöring og sterilisering af PASTE PAK DISPENSER, se separat brugsanvisning.

FÄRG

Universal

FÖRVÄRING

För optimala resultat, förvara i rumtemperatur. Undvik värme, fukt och direkt sollys (4-25 ° C) (39,2-77,0 ° F)

FÖRPAKKNING

- GC Fuji TEMP LT Cartridge (13,3g /7,2ml) (2), blandningsblock(1)
- Paste Pak Dispenser (1)

VARNING

- Vid kontakt med mjukvävnad eller hud, avlägsna omedelbart med bomull indränkt i alkohol. Skölj med vatten. För att undvika kontakt, använd kofferdam och/eller COCOA BUTTER för att isolera operationsområdet från huden eller mjukvävnad. Använd operationshandskar som skydd.
- Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med vatten och remittera till läkare.
- Undvik att få material på kläderna.
- I sällsynta individuella fall kan produkten orsaka sensibilisering. Ifall detta skulle inträffa, använd inte produkten på patienten ifråga samt remittera patienten till en dermatologisk m