

Prior to use, carefully read the instructions for use. **EN**

G-ænial Flo

LIGHT-CURED RADIOPAQUE FLOWABLE COMPOSITE

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

- Liner or base
- Blocking out undercuts
- Repair of (in) direct aesthetic restorations, temporary crown & bridge, defect margins when margins are in enamel
- Sealing hypersensitive areas
- Fissure sealant
- Direct restorative for small Class II, III, IV, I and V cavities

CONTRAINDICATIONS

In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

Operation

1. Preparations

- Hold the syringe upright and remove the cap by turning counterclockwise.
- Promptly and securely attach the dispensing tip to the syringe by turning clockwise.
- Place the light protective cover until use.

Note:

- Take care not to attach the dispensing tip too tightly. This may damage its screw. In order to ensure a tight connection make sure that the threads are free of remnant material.

2. Shade Selection

Clean the tooth with pumice and water. Shade selection should be made prior to isolation. Select the appropriate shade from 8 shades of A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3 and CV. A shades are based on the Vita® classical shade guide.

Vita® is a registered trademark of Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.

3. Cavity Preparation

Prepare cavity using standard techniques. Dry by gently blowing with oil free air. Rubber dam is recommended to isolate prepared tooth from contamination with saliva, blood or sulcus fluid.

Note:

For pulp capping, use calcium hydroxide.

4. Bonding treatment

For bonding G-ænial Flo to enamel and/or dentine, use a light-cured bonding system such as GC G-ænial Bond, GC G-BOND, GC Fuji Bond LC, GC UniFil® Bond. Follow manufacturer's instructions.

5. Placement of G-ænial Flo

- Remove cover from the dispensing tip.

Note:

Prior to syringe material into the cavity, make sure to check the following.

- Dispensing tip is securely attached to the syringe.
 - Any possible air from the dispensing tip is removed by gently pushing forward the syringe plunger with the tip pointing upwards until material reaches the opening of the tip (Fig. 2).
 - Place the dispensing tip as close as possible to the prepared cavity, and slowly push the plunger to syringe material. Alternatively, dispense material onto a mixing pad and transfer to the cavity using a suitable instrument.
- Note:
- If plugged, remove the dispensing tip and extrude a small amount of material directly from the syringe.
 - Minimize exposure to ambient light. Ambient light can shorten the manipulation time.
 - After use, immediately remove and dispose the dispensing tip and tightly close the syringe with the cap.




Fig. 1




Fig.2

Clinical Hint

In order to inject effectively, use the surface tension of the material to ensure uniformity across the entire surface of the restoration during build up. Once the required amount has been injected, release the pressure on the plunger and withdraw the syringe in a direction perpendicular to the surface. This will allow the material to separate from the dispensing tip and provides a smooth surface over the restoration.

Light Curing

Light cure the G-ænial Flo using a light curing unit. Keep light guide as close as possible to the surface. Refer to the following chart for Irradiation Time and Effective Depth of Cure.

Irradiation Time and Effective Depth of Cure (ISO 4049)	
Irradiation time	
5 sec. (Plasma arc) (2000mW/cm²)	
10 sec. (GC G-Light) (1200mW/cm²)	
20 sec. (Halogen/LED) (700 mW/cm²)	
Shade	
A1, A2, A3	2.0mm
A3.5, A4, CV, AO2, AO3	1.5mm

Note:

- Material should be placed and light cured in layers. For maximum layer thickness, please consult our table.
- Lower light intensity may cause insufficient curing or discoloration of the material.

7. Finishing and Polishing

Finish and polish using standard techniques.

SHADES

A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3 and CV

STORAGE

Store in a cool and dark place (4 - 25°C / 39.2 - 77.0°F) away from high temperatures or direct sunlight. (Shelf life : 3 years from date of manufacture)

PACKAGES

- Syringe 3.8g (2.0mL), 10 dispensing tips, 1 light protective covers
- Dispensing tip package: 15 dispensing tips, 2 light protective covers

CAUTION

- In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with cotton or a sponge soaked in alcohol. Flush with water. To avoid contact, a rubber dam and/or cocoa butter can be used to isolate the operation field from the skin or oral tissue.
- In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
- Take care to avoid ingestion of the material.
- Do not mix with other similar products.
- Dispensing tips are for single use only. To prevent cross contamination between patients, do not reuse the dispensing tip. The dispensing tip cannot be sterilized in an autoclave or chemivape.
- Wear plastic or rubber gloves during operation to avoid direct contact with air inhibited resin layers in order to prevent possible sensitivity.
- Wear protective eye glasses during light curing.
- When polishing the polymerized material, use a dust collector and wear a dust mask to avoid inhalation of cutting dust.
- Avoid getting material on clothing.
- In case of contact with unintended areas of tooth or prosthetic appliances, remove with instrument, sponge or cotton pellet before light curing.
- Do not use G-ænial Flo in combination with eugenol containing materials as eugenol may hinder G-ænial Flo from setting.
- Do not wipe the dispensing tip with excessive alcohol as this may cause contamination of the paste.
- Dispose of all wastes according to local regulations.

Last revised: 06/2011

0086

GC

MANUFACTURED by
GC DENTAL PRODUCTS CORP.
2-285 Torimatsu-cho, Kasugai, Aichi 486-0844, Japan

DISTRIBUTED by
GC CORPORATION
76-1 Hisasunuma-cho, Itabashi-Ku, Tokyo 174-8585, Japan

EU : GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.
TEL: +1 708-937-0960

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
19 Loyang Way, #06-27 Singapore 508724
TEL: +65 6548 7588

PRINTED IN JAPAN

Vor der Benutzung bitte die Gebrauchsanweisung gründlich lesen. **DE**

G-ænial Flo

LICHTHÄRTENDES RADIOPAQUES FLIESSFÄHIGES KOMPOSIT

Nur von zahnmedizinischem Fachpersonal für die genannten Anwendungsbereiche zu verwenden.

Empfohlene Indikationen

- Unterfüllung oder Stumpfauflauf
- Ausblocken von Unrechtscheidungen
- Reparatur von direkten, ästhetischen Füllungen, temporäre Kronen und Brücken, Zahnhalsdefekte, wenn der Zahnhals aus Schmelz besteht
- Verriegelung hypersensitiver Bereiche
- Fissurenversiegelung
- Direktes Füllungsmaterial für kleine Klassen II, III, IV, I und V

Gegenanzeigen

In seltenen Fällen kann eine Sensibilisierung bei einigen Personen auftreten. In einem solchen Fall die Verwendung des Materials abbrechen und einen Arzt aufsuchen.

Gebrauchsanweisung

1. Vorbereitung

- Die Spritze aufrecht halten und die Kappe durch Drehen entgegen des Uhrzeigersinns entfernen.
- Die beiliegende Dispensierungsspitze durch Drehen im Uhrzeigersinn anbringen.
- Die Dispensierungsspitze durch die Lichtschutzhülle vor Lichteinfall schützen.

Anmerkung:

Den Dispensing Tip nicht zu fest anziehen, da sonst das Gewinde beschädigt werden kann. Um eine dichte Verbindung zu garantieren, vergewissern Sie sich, dass das Gewinde frei von Restmaterial ist.

2. Farbtouauswahl

Reinigen Sie den Zahn mit Bimsstein und Wasser. Die Farbauswahl sollte vorrangig isoliert gemacht werden. Wählen Sie die passende Farbe aus den 8 Farben A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3 und CV. Die A-Farben entsprechen den klassischen Vita®-Farben.

*Vita® ist ein registriertes Warenzeichen der VitaZahnfabrik, Bad Säckingen, Deutschland.

3. Vorbereitung der Kavität

Die Kavität auf gewohnte Art und Weise vorbereiten. Trocknung durch vorsichtiges Verblasen mit einem ölfreien Luftstrom. Kofferdamm wird zur Isolierung des präparierten Zahnes vor Verunreinigung durch Speichel, Blut und Gewebeflüssigkeit empfohlen.

Anmerkung:

Zur Pulpenüberkappung Calciumhydroxid verwenden.

4. Bonding Anwendung

Um für G-ænial Flo Schmelz und/oder Dentin zu Bonden, sollte ein lichthärtendes Bondingsystem wie GC G-ænial Bond, GC G-BOND, GC Fuji Bond LC, GC UniFil® Bond benutzt werden. Beachten Sie die Herstellerangaben.

5. Platzieren von G-ænial Flo

- Entfernen sie die Schutzkappe des Dispensing Tips
Anmerkung:
Bevor Sie das Material in die Kavität einbringen, beachten Sie bitte folgende Punkte:
 - Die Dispensierungsspitze ist sicher auf der Spitze befestigt.
 - Mögliche Luft in der Dispensierungsspitze entfernt man durch vorsichtiges Drücken des Betätigungshebel, bis das Material die Öffnung der Spitze erreicht (Abb. 2).
- Die Dispensierungsspitze möglichst nahe an die Kavität halten und die benötigte Menge an Material ausdrücken. Alternativ das Material auf einen Anmischblock ausdrücken und mit einem geeigneten Instrument in die Kavität einbringen.
Anmerkung:
 - Bei Verstopfung entfernen Sie die Dispensierungsspitze und drücken Sie eine kleine Menge Material direkt aus der Spitze.
 - Minimieren Sie den Lichteinfall durch Umgebungslicht. Umgebungslicht kann die Verarbeitungszeit verkürzen.
 - Nach Gebrauch entfernen Sie die Dispensierungsspitze schnellstmöglich und verschließen die Spritze mit der dazugehörigen Kappe.




Abb. 1




Abb. 2

Klinischer Hinweis

Um eine effektive Applikation zu erzielen, nutzen Sie die Oberflächenspannung des Materials aus, um eine optimale Oberfläche der Restauration zu erzeugen. Nach dem Applizieren der erforderlichen Materialmenge den Druck vermindern und die Dispensierungsspitze in einer Drehbewegung von der Oberfläche entfernen. Dadurch wird eine gleichmäßige Oberfläche ohne Blasen und Unebenheiten sichergestellt.

6. Lichthärtung

Um G-ænial Flo lichtzuhärten, benutzen Sie ein Lichthärtegerät. Halten Sie das Gerät so nah wie möglich an die Oberfläche. Die nachfolgende Tabelle gibt die Belichtungszeiten und die dadurch erzielten Aushärtungstiefen an:

Belichtungszeit und effektive Aushärtungstiefe (ISO 4049)	
Belichtungszeit	
5 Sek. (Plasmasbogen) (2000mW/cm²)	
10 Sek. (GC G-Light) (1200mW/cm²)	
20 Sek. (Halogen/LED) (700 mW/cm²)	
Farbton	
A1, A2, A3	2.0mm
A3.5, A4, CV, AO2, AO3	1.5mm

Anmerkung:

- Das Material sollte in Schichten appliziert und ausgehärtet werden.
- Für maximale Schichtstärken ziehen Sie oben stehende Tabelle hinzu.
- Niedrigere Lichtintensität hat möglicherweise unzureichende Lichthärtung oder Verfärbung des Materials zur Folge.

7. Finieren und Polieren

Finieren und Polieren Sie das Material auf herkömmliche Art und Weise.

Farbtöne

A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3 und CV

Aufbewahrung

Aufbewahrung an einem dunklen und kühlen Ort (4 - 25°C / 39.2 - 77.0°F). Vor hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. (Halbbarkeit: 3 Jahre ab Produktionsdatum)

Packungseinheiten

- Spritze 3.8g (2.0mL), 10 Dispensierungsspitzen, 1 Lichtschutzkappe
- Dispensierungsspitzenpackung: 15 Dispensierungsspitzen, 2 Lichtschutzkappen

Achtung

- Bei Kontakt mit Mundgewebe oder Haut das Material bitte sofort mit einem Wattebausch oder einem in Alkohol getränkten Tupfer entfernen. Danach mit Wasser gründlich abspülen. Um Kontakt zu vermeiden, kann Kofferdamm und/oder Cocoa Butter zur Isolierung des im Operationbereich liegenden Haut- oder Mundgewebes benutzt werden.
- Bei Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Auf keinen Fall sollte das Material verschluckt werden.
- Nicht mit anderen ähnlichen Produkten mischen.
- Die Dispensierungsspitzen sind zum einmaligen Gebrauch, um die gegenseitige Kontamination unter den Patienten zu vermeiden. Die Dispensierungsspitzen können weder im Autoklaven noch chemisch sterilisiert werden.
- Tragen Sie während der Behandlung Plastik- oder Gummihandschuhe, um den direkten Kontakt mit der Luftinhibitionsschicht zu vermeiden oder einen möglichen Sensibilisierung vorzubeugen.
- Tragen Sie eine Schutzbrille während der Lichthärtung.
- Zur Politur des polymerisierten Materials sollte ein Staubfänger und ein Mundschutz benutzt werden, um das Einatmen des Staubes zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Materials mit Kleidung.
- Bei Kontakt mit unbeabsichtigten Bereichen oder prothetischen Versorgungen entfernen Sie das Material mit einem Instrument, Schwämmchen oder Wattepellet vor der Lichthärtung.
- Benutzen Sie G-ænial Flo nicht in Kombination mit eugenolhaltigen Materialien, da Eugenol die Abbindung von G-ænial Flo verhindert.
- Wischen Sie die Dispensierungsspitze nicht mit Alkohol ab, da das Material kontaminieren könnte.
- Das Material ist gemäß den örtlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Letzte Aktualisierung: 06/2011

G-ænial Flo

COMPOSITE FLUIDE PHOTOPOLYMERISABLE RADIOPAQUE

Ce produit est réservé à l'Art dentaire selon les recommandations d'utilisation

Ne pas utiliser ce produit en dehors des indications recommandées.

INDICATIONS - RECOMMANDATIONS

- Liner ou base
- Comblement de contre-déouille
- Réparation des restaurations esthétiques directes et indirectes, couronne et bridge temporaire, défauts marginaux lorsque les bords sont dans l'émail.
- Scellement des zones hypersensibles
- Scellement des fissures
- Restauration directe de petite cavité de classe II, III, IV, I et V

CONTR-INDICATIONS

Dans de rares cas ce produit peut entraîner des réactions chez certaines personnes. Si tel est le cas, ne plus utiliser ce produit et consulter un médecin

Application

1. Préparations

- Tenez la seringue verticalement et retirez le capuchon en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Fixez rapidement et solidement l'embout de mélange à la seringue en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Placez le couvercle de protection lumineuse jusqu'à l'utilisation.

Note:

Prenez garde de ne pas trop serrer l'embout de mélange. Cela pourrait endommager la vis. Afin d'assurer une étroite connexion assurez-vous que le filetage ne contient pas de résidus de matériau.

2. Sélection de la teinte

Nettoyez la dent avec de la ponce et de l'eau. La sélection de la teinte doit se faire avant l'isolation de la dent. Sélectionnez la teinte appropriée parmi les 8 teintes A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3 et CV. Les teintes sont basées sur les teintes du teintier Vita® classique.

*Vita® est une marque déposée de Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Allemagne.

3. Préparation de la cavité

Préparez la cavité en utilisant les techniques standards. Séchez doucement avec de l'air propre sans trace d'huile. Une digue en caoutchouc est recommandée pour isoler la dent préparée des risques de contamination par la salive, le sang et les fluides du sulcus.

Note:

Pour le coffrage pulpaire, utilisez un hydroxyde de calcium.

4. Collage

Pour coller G-ænial Flo à l'émail et / ou à la dentine, utilisez un système de collage photopolymérisable comme GC G-ænial Bond, GC Fuji BOND LC, GC UniFil® Bond ou GC G-BOND™. Respectez le mode d'emploi du fabricant.

5. Placement du G-ænial Flo

- Retirez le capuchon
Note:
Avant d'utiliser le matériau, assurez-vous :
 - Que l'embout de distribution est bien attaché à la seringue.
 - De supprimer l'air présent dans l'embout en poussant doucement le piston de la seringue pointé vers le haut, jusqu'à ce que le matériau atteigne l'ouverture (Fig. 2).
- Placez l'embout le plus près possible de la cavité préparée et appuyez doucement sur le piston. Vous pouvez également extraire le matériau sur un bloc de mélange et le transférer dans la cavité avec un instrument adapté.
Note:
 - Si l'embout est bouché, retirez le pour extraire une petite quantité de matériau directement de la seringue.
 - Minimisez l'exposition à la lumière. La lumière ambiante peut raccourcir le temps de manipulation.
 - Après utilisation, retirez aussitôt l'embout de mélange et refermez hermétiquement avec le capuchon de la seringue.




Fig. 1




Fig.2

Astuce clinique

Pour injecter efficacement, utilisez la tension de surface du matériau afin d'assurer une uniformité sur la surface entière de la restauration au cours de la réalisation. Une fois la quantité souhaitée injectée, relâchez la pression sur le piston et retirez la seringue en restant perpendiculaire à la surface. Cela permettra au matériau de se séparer de l'embout et d'offrir une surface lisse à la restauration.

6. Photopolymérisation

Photopolymérisez G-ænial Flo avec une unité de photopolymérisation. Gardez l'embout lumineux le plus près possible de la surface. Se référer au tableau des temps d'irradiation et des profondeurs de polymérisation.

Temps d'irradiation et profondeur de polymérisation (ISO 4049)	
Temps d'irradiation	(Arc à plasma) 5 sec. (2000mW/cm²)
Teinte	
A1, A2, A3	2.0mm
A3.5, A4, CV, AO2, AO3	1.5mm

Note:

- Le matériau doit être placé et photopolymérisé par couches successives. En ce qui concerne l'épaisseur maximum des couches, consultez les tableaux.
- Une intensité lumineuse plus faible peut entraîner une polymérisation insuffisante et une décoloration du matériau.
- Finition et polissage

7. Finir et polir

Finir et polir selon les techniques standards.

TEINTES

A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3 and CV

CONSERVATION

Conservé dans un endroit frais et sombre (4 - 25°C / 39.2 - 77.0°F). Tenir éloigné des températures élevées et la lumière directe du soleil. (Péremption : 3 ans à partir de la date de fabrication)

CONDITIONNEMENT

- Seringe 3.8g (2.0mL), 10 embouts de mélange, 1 couvercle de protection lumineuse.
- Package Embout de mélange : 15 embouts de mélange, 2 couvercles de protection lumineuse.

PRECAUTIONS

- En cas de contact avec la peau ou les tissus oraux, retirez immédiatement avec une boulette de coton ou une éponge enduite d'alcool. Rincez à l'eau. Pour éviter tout contact, une digue en caoutchouc et/ou du beurre de cacao peuvent être utilisés pour isoler le champs opératoire des tissus.
- En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau et consultez un médecin.
- Ne pas ingérer ce matériau.
- Ne jamais mélanger avec tout autre produit similaire.
- Pour d'évidentes raisons d'hygiène, les embouts de mélange sont à usage unique. Pour prévenir le risque de contamination croisée entre patients, ne pas réutiliser les embouts de mélange. L'embout de mélange ne peut pas être stérilisé ni dans un autoclave ni dans une solution chimique.
- Portez des gants en plastique ou en caoutchouc pendant l'opération et évitez tout contact des couches de résine inhibée par l'air pour prévenir tout risque de sensibilité.
- Protégez vos yeux pendant la photopolymérisation.
- Au moment du polissage du matériau polymérisé, utiliser un collecteur de poussière ou un masque pour éviter d'inhaler les résidus de matériau.
- Évitez toute projection sur les vêtements.
- En cas de contact avec des zones de la dent non concernées ou avec des appareils prothétiques, retirez avec un instrument, une éponge ou une boulette de coton avant la photopolymérisation.
- Ne pas utiliser G-ænial Flo en combinaison avec des matériaux contenant de l'eugénol : cela pourra gêner sa prise.
- Ne pas nettoyer excessivement l'embout de mélange avec de l'alcool, cela pourrait contenir la pâte.
- Respectez la législation locale pour vos déchets.

Dernière mise à jour: 06/2011

FR

G-ænial Flo

COMPOSITO FLUIDO RADIOPAACO FOTOPOLIMERIZABILE

Per uso esclusivamente professionale nelle indicazioni raccomandate.

INDICAZIONI RACCOMANDATE

- Come sottofondo o base
- Per bloccare i sottosquadri
- Per la riparazione di restauri (in) diretti estetici, corone e ponti provvisori, difetti marginali se i margini sono in smalto
- Per sigillare aree ipersensibili
- Come sigillante per fessure
- Come materiale per restauri diretti di piccole carie di Classe II, III, IV, I e V

CONTRINDICAZIONI

In rari casi il prodotto può provocare sensibilizzazione in alcuni pazienti. Ovè si verificassero simili reazioni, interrompere l'uso del prodotto e consultare un medico.

Impiego

1. Operazioni preliminari

- Tenere la siringa in posizione verticale e togliere il cappuccio ruotandolo in senso antiorario.
- Fissare immediatamente la punta di erogazione sulla siringa ruotandola in senso orario.
- Applicare il coperchio fotoprotettivo fino al momento dell'uso.

Note:

Fare attenzione a non serrare eccessivamente la punta per evitare di danneggiare la fillettatura. Per essere certi di fissare correttamente la punta, rimuovere tutto l'eventuale materiale residuo dalla fillettatura.

2. Scelta del colore

Pulire il dente con pomice e acqua. Il colore dovrebbe essere scelto prima di procedere con l'isolamento. Scegliere il colore adatto tra gli 8 colori A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3 e CV. I colori A si basano sulla scala colori classica Vita®.

*Vita® è un marchio registrato di Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germania.

3. Preparazione della cavità

Preparare la cavità adottando le tecniche consuete. Asciugare delicatamente con aria priva di olio. Si raccomanda l'uso della diga di gomma per isolare il dente preparato ed evitare contaminazioni con la saliva, il sangue o il liquido del solco.

Note:

Utilizzare idrossido di calcio per l'incappucciamento della polpa.

4. Trattamento di adesione

Per l'adesione di G-ænial Flo sullo smalto e/o sulla dentina, si consiglia di utilizzare un adesivo fotopolimerizzabile quale GC G-ænial Bond, GC G-BOND, GC Fuji Bond LC, GC UniFil® Bond. Seguire le istruzioni del produttore.

5. Applicazione di G-ænial Flo

- Togliere il

Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing.	 NL
---	-------------

G-æniel Flo

LICHTHARDEND RADIOPAAK VLOEIBAAR COMPOSIT

Alleen te gebruiken in de vermelde toepassingen door tandheelkundig gekwalificeerden.

VERMELDE TOEPASSINGEN

- Liner of onderlaag
- Uitvullen van ondersnijdingen
- Reparatie van (in)directe esthetische restauraties, tijdelijke kronen en bruggen, defects randen wanneer de randen in het glazuur liggen
- Beschermen overgevoelige plekken
- Afdichten van fissuren
- Direct restauratiemateriaal voor caviteiten van klasse II, III, IV, I en V.

CONTRA-INDICATIES

Bij sommige personen kan een overgevoeligheid voor het product niet worden uitgesloten. Mochten zich allergische reacties voordoen, dan moet de toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.

Werkring

- Voorbereiding
 - Houd de spuit rechtop en verwijder de dop door linksom te draaien.
 - Bevestig de doseertip nauwkeurig en stevig op de spuit door rechtsom te draaien.
- Plaats het lichtschermdopje erop tot gebruik.

Opmerking:
Let op dat u het beschermdopje niet te stevig aandraait. Hierdoor kan de schroefdraad beschadigd raken. Zorg dat er geen materiaal op de schroefdraad achterblijft om te waarborgen dat de dop stevig op de spuit blijft zitten.
- Kleukeyuze

Reinig de tanden met puimsteen en water. De kleur moet gekozen worden voor de isolatie. Kies de juiste kleur uit de 8 kleuren A1, A2, A3, A3.5, A4, A02, A03 en CV. A-kleuren zijn gebaseerd op de Vita® Classiic Kleurenring.

*Vita® is een geregistreerd handelsmerk van Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Duitsland.
- Restauratie van caviteiten

Bereid de caviteit voor met een standaardtechniek. Blaas voorzichtig droog met olievliee lucht. Cofferdam wordt aanbevolen om de geprepareerde tand te isoleren en zo tegen verontreiniging door speeksel, bloed en sulcusvloei te beschermen.

Opmerking:
Gebruik calciumhydroxide voor een pulpaoverkapping.
- Bondingbehandeling

Gebruik een lichthardend bondingsysteem zoals GC G-æniel Bond, GC G-BOND, GC Fuji Bond LC of GC UniFil® Bond om G-æniel Flo aan glazuur en/of dentin te hechten. Volg de instructies van de fabrikant.
- Aanbrengen van G-æniel Flo

- Verwijder de bescherm Dop van de doseertip.

Opmerking:
Controleer onderstaande punten voordat u materiaal in de caviteit spuit.

 - Doseertip is stevig op de spuit bevestigd.
 - Eventuele lucht die nog in de doseertip kan zitten, wordt verwijderd door de zuiger van de spuit zachtjes voorwaarts te duwen met de tip omhoog totdat het materiaal de opening van de tip bereikt (Fig. 2)
- Plaats de doseertip zo dicht mogelijk bij de geprepareerde caviteit en duw de zuiger langzaam naar het materiaal in de spuit. Een andere mogelijkheid is om het materiaal op een mengblok te doen en het met een geschikt instrument in de caviteit aan te brengen.

Opmerking:
a. Als de spuit verstopt zit, verwijder dan de doseertip en knijp een kleine hoeveelheid materiaal uit de spuit.
b. Beperk blootstelling aan omgevingslicht tot een minimum.
Omgevingslicht kan de verwerkingstijd korter maken.
c. Verwijder de doseertip onmiddellijk na gebruik en gooi hem weg.
Bevestig de dop stevig op de spuit.

- Klinische tip**
- Gebruik de oppervlaktespanning van het materiaal om doeltreffend te injecteren en de uniformiteit van het volledige restauratieoppervlak tijdens het vullen te waarborgen. Zodra de vereiste hoeveelheid getijcteerd is, haalt u de druk van de zuiger en trekt u de spuit terug, terwijl u de spuit loodrecht ten opzichte van het oppervlak houdt. Hierdoor komt het materiaal los van de doseertip en krijgt de restauratie een glad oppervak.

- Lichtharding

Belicht G-æniel Flo met een composietlamp. Houd de lichtgeleidsstaaf zo dicht mogelijk bij het oppervlak. Raadpleeg onderstaande tabel voor de belichtingstijd en effectieve uithardingsdiepte.

Belichtingstijd en effectieve uithardingsdiepte (ISO 4049)

	Belichtingstijd	5 sec. (Plasma-boog) (2000mW/cm²)	10 sec. (GC G-Light) (1200mW/cm²)	20 sec. (HalogeenLED) (700 mW/cm²)
Kleur		2,0 mm		
A1, A2, A3		2,0 mm		
A3.5, A4, CV, A02, A03		1,5 mm		

Opmerking:
1. Het materiaal moet in lagen aangebracht en belicht worden. Raadpleeg bovenstaande tabel voor de maximale laagdikte.
2. Een lagere lichtintensiteit kan onvoldoende uitharding of verkleuring van het materiaal tot gevolg hebben.
- Afwerken en polijsten

Werk af en polijst volgens standaardtechnieken.

	Hærdetid	5 sek. (Plasma lampe) (2000mW/cm²)	10 sek. (GC G-Light) (1200mW/cm²)	20 sek. (HalogeenLED) (700 mW/cm²)
Farve		2,0mm		
A1, A2, A3		2,0mm		
A3.5, A4, CV, A02, A03		1,5mm		

- Materiaal bør placøres og lyshærdes i lag. For maximum lag teknik, se tabellen ovenfor.
- For lav lys intensitet kan forårsage forskellig polymerisation, eller muligvis senere misfarvning af materialeit.
- Konturering og polering

Form og poler ved anvendelse af standard teknik.

FARVER
A1, A2, A3, A3.5, A4, A02, A03 og CV

OPBEVARING
Opbevaring på et koldt og mørkt sted (4 - 25°C / 39,2 - 77,0°F) hold væk fra høje temperatur og direkte sollys (Holdbarhed : 3 år fra produktionsdato)

PAKNING
1. Sprøjtje 3.8g (2,0ml), 10 sprøjtlespidser, 1 beskyttelseshætte til sprøjtlespidser
2. Sprøjtlespidser : 15 sprøjtlespidser, 2 lys beskyttelseshætter til sprøjtlespidser

BEEMERK
1. I tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv, fjernes materialet med vatpeltel eller svamp med alkohol. Der skylles grundigt efter med vand. For at undgå kontakt, kan kofferdam, eller kakao butter bruges for isolation af arbejdsområde og oralt væv.

- I tilfælde af at materialet kommer i kontakt med øjnene, skyl grundigt med vand og søg lægehjælp.
- vær opmærksom på at patienten ikke sluger materialet.
- bland ikke materialet med andre lignende produkter.
- sprøjtlespidserne er til engangsbrug. For at undgå kryds konsignation mellem patienter, genbrug ikke sprøjtlespidsern. Sprøjtlespidserne kan ikke autoklaveres, steriliseres eller renses kemisk.
- brug handsker under brug af materialet for at undgå kontakt med resin, da dette kan forårsage allergisk reaktion.
- brug beskyttelses briller under lyshærdning.
- ved polering af materialet, brug støvmaske for at undgå inhalering af støvpartikler.
- undgå at få material på tøjet.
- I tilfælde af kontakt på uønsket område, fjern straks med instrument, eller bomullsulle pellet for lyshærdning.
- brug ikke G-æniel Flo sammen med eugenol halde materialer, da eugenol kan forhindre G-æniel flo i at hærd.
- afsprit ikke sprøjtlespidser med alkohol da dette kan forårsage ødelæggelser af produktet.
- bortskaffelse af rest produkter skal ske i henhold til lokale regulativer.

Reviderad senest: 06/2011

- Liner / base
- Fyldning ved underskær
- Reparation af direkte æstetiske restaurationer,temperare kroner & broer, defekt emaljen ved fyldningsgrænsen
- Behandling af hypersensitive områder
- Fissure Forsegling
- Restaurering af små klasse II, III, IV, I og V kaviteter

I sjældne tilfælde kan en sensibilisering fra produktet opstå. Såfremt der opstår allergisk reaktion, skal brugen af produktet indstilles og patienten henvises til egen læge.

BRUGSANVISNING

- Præparation
 - Hold sprøjten lodret og fjern skruehætten ved at dreje imod uret.
 - Påsæt sprøjtespidsen på sprøjten ved at dreje med uret
 - Monter sprøjtespidshætten indtil sprøjten skal anvendes.

Note :

Pas på ikke at sætte appliceringskanylen for fast. Dette kan ødelægge skruegangen. For at sikre en tæt kontakt er det vigtigt at sprøjten holdes fri fra overskydende materiale.
- Farve valg

Rengør tanden med pimpsten og vatten. Færgvalet ska göras innan tanden torrläggs och isoleras. Välj ut den passande färgen från en av de 8 färgerna som finns A1, A2, A3, A3.5, A4, A02, A03 och CV. A färgerne är baseret på Vita® klassiske farve skala.

Vita® er et registreret varemærke fra Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Tyskland.
- Præparation af kaviteten

Præparer ved anvendelse af standard teknik. Tørlæg ved at blæse forsigtigt med oliefri luft. Kofferdam anbefales for at isolerer den præpareret tand fra kontaminering med spyt, blod eller sulcus væske.

Note :

ved pulpa overkapping anvendes calciumhydroxid.
- Bonding behandling

For bonding af G-æniel flo til tandstrukturen, anvendes et lyshærdende bondingsystem, eksempelvis GC G-æniel Bond, GC G-Bond, GC Fuji Bond, GC UniFil® Bond. Følg venligst producentens brugsanvisning .
- Applicering af G-æniel Flo
 - Fjern hæften fra sprøjten.

Note :

Før materialet appliceres, sørg for at tjekke følgende.
 - Appliceringskanylen sidder fast på sprøjten.
 - For at fjerne luft fra sprøjten, trykkes sprøjten stempl forsigtigt ind, indtil materialet kommer ud af spidsen (Fig. 2).
- Placer sprøjtespidsen så tæt på kaviteten som muligt, og langsomt ind for injicerer materialet. Alternativt, tryk materialet ud på en blandeblok og overfør det derefter til kaviteten med et passende instrument.

Note :

A. Ved stoppelse, fjern spidsen og doser direkte fra sprøjte.
B. Minimer kontakten med omgivende lys. Lys kan forkorte arbejdstid.
C. Efter anvendelse fjernes sprøjtespidsen og sprøjten påsættes skrueåg.

Klinisk tip

- Iffal optimal applicering, anvendes materialets overfladespænding under opbygningen for at opretholde en ensartethed på hele overfladen af fyldningen. Så snart den nødvendige mængde materiale er injiceret, tages trykket fra stemplet og sprøjten fjernes vinkelret fra overfladen. Dette får materialet til at separere fra sprøjtespidsen og lægge sig som en jævn overflade på restorationer.
- Lyshærdning

Lyshærd G-æniel Flo via en hærdelampe. Hold hærdelampen tæt på materialet. Der henvises til følgende skema med hærdetider og effektive hærdedybder.

	Hærdetid	5 sek. (Plasma lampe) (2000mW/cm²)	10 sek. (GC G-Light) (1200mW/cm²)	20 sek. (HalogeenLED) (700 mW/cm²)
Farve		2,0mm		
A1, A2, A3		2,0mm		
A3.5, A4, CV, A02, A03		1,5mm		

- Materiaal bør placøres og lyshærdes i lag. For maximum lag teknik, se tabellen ovenfor.
- For lav lys intensitet kan forårsage forskellig polymerisation, eller muligvis senere misfarvning af materialeit.
- Konturering og polering

Form og poler ved anvendelse af standard teknik.

FARVER
A1, A2, A3, A3.5, A4, A02, A03 og CV

OPBEVARING
Opbevaring på et koldt og mørkt sted (4 - 25°C / 39,2 - 77,0°F) hold væk fra høje temperatur og direkte sollys (Holdbarhed : 3 år fra produktionsdato)

PAKNING
1. Sprøjtje 3.8g (2,0ml), 10 sprøjtlespidser, 1 beskyttelseshætte til sprøjtlespidser
2. Sprøjtlespidser : 15 sprøjtlespidser, 2 lys beskyttelseshætter til sprøjtlespidser

BEEMERK
1. I tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv, fjernes materialet med vatpeltel eller svamp med alkohol. Der skylles grundigt efter med vand. For at undgå kontakt, kan kofferdam, eller kakao butter bruges for isolation af arbejdsområde og oralt væv.

- I tilfælde af at materialet kommer i kontakt med øjnene, skyl grundigt med vand og søg lægehjælp.
- vær opmærksom på at patienten ikke sluger materialet.
- bland ikke materialet med andre lignende produkter.
- sprøjtlespidserne er til engangsbrug. For at undgå kryds konsignation mellem patienter, genbrug ikke sprøjtlespidsern. Sprøjtlespidserne kan ikke autoklaveres, steriliseres eller renses kemisk.
- brug handsker under brug af materialet for at undgå kontakt med resin, da dette kan forårsage allergisk reaktion.
- brug beskyttelses briller under lyshærdning.
- ved polering af materialet, brug støvmaske for at undgå inhalering af støvpartikler.
- undgå at få material på tøjet.
- I tilfælde af kontakt på uønsket område, fjern straks med instrument, eller bomullsulle pellet for lyshærdning.
- brug ikke G-æniel Flo sammen med eugenol halde materialer, da eugenol kan forhindre G-æniel flo i at hærd.
- afsprit ikke sprøjtlespidser med alkohol da dette kan forårsage ødelæggelser af produktet.
- bortskaffelse af rest produkter skal ske i henhold til lokale regulativer.

Reviderad senest: 06/2011

- Liner / base
- Fyldning ved underskær
- Reparation af direkte æstetiske restaurationer,temperare kroner & broer, defekt emaljen ved fyldningsgrænsen
- Behandling af hypersensitive områder
- Fissure Forsegling
- Restaurering af små klasse II, III, IV, I og V kaviteter

I sjældne tilfælde kan en sensibilisering fra produktet opstå. Såfremt der opstår allergisk reaktion, skal brugen af produktet indstilles og patienten henvises til egen læge.

BRUGSANVISNING

- Præparation
 - Hold sprøjten lodret og fjern skruehætten ved at dreje imod uret.
 - Påsæt sprøjtespidsen på sprøjten ved at dreje med uret
 - Monter sprøjtespidshætten indtil sprøjten skal anvendes.

Note :

Pas på ikke at sætte appliceringskanylen for fast. Dette kan ødelægge skruegangen. For at sikre en tæt kontakt er det vigtigt at sprøjten holdes fri fra overskydende materiale.
- Farve valg

Rengør tanden med pimpsten og vatten. Færgvalet ska göras innan tanden torrläggs och isoleras. Välj ut den passande färgen från en av de 8 färgerna som finns A1, A2, A3, A3.5, A4, A02, A03 och CV. A färgerne är baseret på Vita® klassiska färgskala.

Vita® er et registreret varemærke fra Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Tyskland.
- Præparation af kaviteten

Præparer tanden med pimpsten og vatten. Færgvalet ska göras innan tanden torrläggs och isoleras. Välj ut den passande färgen från en av de 8 färgerna som finns A1, A2, A3, A3.5, A4, A02, A03 och CV. Färgerna är baserade på Vita® klassiska färgskala.

Vita® er et registreret varemærke fra Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Tyskland.
- Bonding behandling

For bonding af G-æniel flo til tandstrukturen, anvendes et lyshærdende bondingsystem, eksempelvis GC G-æniel Bond, GC G-Bond, GC Fuji Bond, GC UniFil® Bond. Følg venligst producentens brugsanvisning .
- Applicering af G-æniel Flo
 - Fjern hæften fra sprøjten.

Note :

Før materialet appliceres, sørg for at tjekke følgende.
 - Appliceringskanylen sidder fast på sprøjten.
 - For at fjerne luft fra sprøjten, trykkes sprøjten stempl forsigtigt ind, indtil materialet kommer ud af spidsen (Fig. 2).
- Placer sprøjtespidsen så tæt på kaviteten som muligt, og langsomt ind for at injicerer materialet. Alternativt, tryk materialet ud på en blandeblok og overfør det derefter til kaviteten med et passende instrument.

Note :

A. Ved stoppelse, fjern spidsen og doser direkte fra sprøjte.
B. Minimer kontakten med omgivende lys. Lys kan forkorte arbejdstid.
C. Efter anvendelse fjernes sprøjtespidsen og sprøjten påsættes skrueåg.

Klinisk tip

- Iffal optimal applicering, anvendes materialets overfladespænding under opbygningen for at opretholde en ensartethed på hele overfladen af fyldningen. Så snart den nødvendige mængde materiale er injiceret, tages trykket fra stemplet og sprøjten fjernes vinkelret fra overfladen. Dette får materialet til at separere fra sprøjtespidsen og lægge sig som en jævn overflade på restorationer.
- Lyshærdning

Lyshærd G-æniel Flo via en hærdelampe. Hold hærdelampen tæt på materialet. Der henvises til følgende skema med hærdetider og effektive hærdedybder.

	Hærdetid	5 sek. (Plasma boog) (2000mW/cm²)	10 sek. (GC G-Light) (1200mW/cm²)	20 sek. (HalogeenLED) (700 mW/cm²)
Farve		2,0mm		
A1, A2, A3		2,0mm		
A3.5, A4, CV, A02, A03		1,5mm		

- Materiaal bør placøres og lyshærdes i lag. For maximum lag teknik, se tabellen ovenfor.
- For lav lys intensitet kan forårsage forskellig polymerisation, eller muligvis senere misfarvning af materialeit.
- Konturening og polering

Form og poler ved anvendelse af standard teknik.

FARVER
A1, A2, A3, A3.5, A4, A02, A03 og CV

OPBEVARING
Opbevaring på et koldt og mørkt sted (4 - 25°C / 39,2 - 77,0°F) hold væk fra høje temperatur og direkte sollys (Holdbarhed : 3 år fra produktionsdato)

PAKNING
1. Sprøjtje 3.8g (2,0ml), 10 sprøjtlespidser, 1 beskyttelseshætte til sprøjtlespidser
2. Sprøjtlespidser : 15 sprøjtlespidser, 2 lys beskyttelseshætter til sprøjtlespidser

BEEMERK
1. I tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv, fjernes materialet med vatpeltel eller svamp med alkohol. Der skylles grundigt efter med vand. For at undgå kontakt, kan kofferdam, eller kakao butter bruges for isolation af arbejdsområde og oralt væv.

- I tilfælde af at materialet kommer i kontakt med øjnene, skyl grundigt med vand og søg lægehjælp.
- vær opmærksom på at patienten ikke sluger materialet.
- bland ikke materialet med andre lignende produkter.
- sprøjtlespidserne er til engangsbrug. For at undgå kryds konsignation mellem patienter, genbrug ikke sprøjtlespidsern. Sprøjtlespidserne kan ikke autoklaveres, steriliseres eller renses kemisk.
- brug handsker under brug af materialet for at undgå kontakt med resin, da dette kan forårsage allergisk reaktion.
- brug beskyttelses briller under lyshærdning.
- ved polering af materialet, brug støvmaske for at undgå inhalering af støvpartikler.
- undgå at få material på tøjet.
- I tilfælde af kontakt på uønsket område, fjern straks med instrument, eller bomullsulle pellet for lyshærdning.
- brug ikke G-æniel Flo sammen med eugenol halde materialer, da eugenol kan forhindre G-æniel flo i at hærd.
- afsprit ikke sprøjtlespidser med alkohol da dette kan forårsage ødelæggelser af produktet.
- bortskaffelse af rest produkter skal ske i henhold til lokale regulativer.

Reviderad senest: 06/2011

- Liner / base
- Fyldning ved underskær
- Reparation af direkte æstetiske restaurationer,temperare kroner & broer, defekt emaljen ved fyldningsgrænsen
- Behandling af hypersensitive områder
- Fissure Forsegling
- Restaurering af små klasse II, III, IV, I og V kaviteter

I sjældne tilfælde kan en sensibilisering fra produktet opstå. Såfremt der opstår allergisk reaktion, skal brugen af produktet indstilles og patienten henvises til egen læge.

BRUGSANVISNING

G-æniel Flo

LYSHÆRDENDE RADIOPAQUED FLYDENDE KOMPOSIT

Udelukkende til benyttelse af tandlæger I beskrevne indikationer.

ANBEFALEDE INDIKATIONER

- Liner / base
- Fyldning ved underskær
- Reparation af direkte æstetiske restaurationer,temperare kroner & broer, defekt emaljen ved fyldningsgrænsen
- Behandling af hypersensitive områder
- Fissure Forsegling
- Restaurering af små klasse II, III, IV, I og V kaviteter

KONTRAINDIKATION

I sjældne tilfælde kan en sensibilisering fra produktet opstå. Såfremt der opstår allergisk reaktion, skal brugen af produktet indstilles og patienten henvises til egen læge.

- Præparation
 - Hold sprøjten lodret og fjern skruehætten ved at dreje imod uret.
 - Påsæt sprøjtespidsen på sprøjten ved at dreje med uret
 - Monter sprøjtespidshætten indtil sprøjten skal anvendes.

Note :

Pas på ikke at sætte appliceringskanylen for fast. Dette kan ødelægge skruegangen. For at sikre en tæt kontakt er det vigtigt at sprøjten holdes fri fra overskydende materiale.
- Farve valg

Rengør tanden med pimpsten og vand. Farvevalg bør finde sted inden afpudsning. Vælg den rette farve fra 8 nuancer af A1, A2, A3, A3.5, A4, A02, A03 og CV. A farverne er baseret på Vita® klassiske farve skala.

Vita® er et registreret varemærke fra Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Tyskland.
- Præparation af kaviteten

Præparer tanden med pimpsten og vatten. Færgvalet ska göras innan tanden torrläggs och isoleras. Välj ut den passande färgen från en av de 8 färgerna som finns A1, A2, A3, A3.5, A4, A02, A03 och CV. Färgerna är baserade på Vita® klassiska färgskala.

Vita® er et registreret varemærke fra Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Tyskland.
- Bonding behandling

For bonding af G-æniel flo til tandstrukturen, anvendes et lyshærdende bondingsystem, eksempelvis GC G-æniel Bond, GC G-Bond, GC Fuji Bond, GC UniFil® Bond. Følg venligst producentens brugsanvisning .
- Applicering af G-æniel Flo
 - Fjern hæften fra sprøjten.

Note :

Før materialet appliceres, sørg for at tjekke følgende.
 - Appliceringskanylen sidder fast på sprøjten.
 - For at fjerne luft fra sprøjten, trykkes sprøjten stempl forsigtigt ind, indtil materialet kommer ud af spidsen (Fig. 2).
- Placer sprøjtespidsen så tæt på kaviteten som muligt, og langsomt ind for at injicerer materialet. Alternativt, tryk materialet ud på en blandeblok og overfør det derefter til kaviteten med et passende instrument.

Note :

A. Ved stoppelse, fjern spidsen og doser direkte fra sprøjte.
B. Minimer kontakten med omgivende lys. Lys kan forkorte arbejdstid.
C. Efter anvendelse fjernes sprøjtespidsen og sprøjten påsættes skrueåg.

Klinisk tip

- Iffal optimal applicering, anvendes materialets overfladespænding under opbygningen for at opretholde en ensartethed på hele overfladen af fyldningen. Så snart den nødvendige mængde materiale er injiceret, tages trykket fra stemplet og sprøjten fjernes vinkelret fra overfladen. Dette får materialet til at separere fra sprøjtespidsen og lægge sig som en jævn overflade på restorationer.
- Lyshærdning

Lyshærd G-æniel Flo via en hærdelampe. Hold hærdelampen tæt på materialet. Der henvises til følgende skema med hærdetider og effektive hærdedybder.

	Hærdetid	5 sek. (Plasma lampe) (2000mW/cm²)	10 sek. (GC G-Light) (1200mW/cm²)	20 sek. (HalogeenLED) (700 mW/cm²)
Farve		2,0mm		
A1, A2, A3		2,0mm		
A3.5, A4, CV, A02, A03		1,5mm		

- Materiaal bør placøres og lyshærdes i lag. For maximum lag teknik, se tabellen ovenfor.
- For lav lys intensitet kan forårsage forskellig polymerisation, eller muligvis senere misfarvning af materialeit.
- Konturening og polering

Form og poler ved anvendelse af standard teknik.

FARVER
A1, A2, A3, A3.5, A4, A02, A03 og CV

OPBEVARING
Opbevaring på et koldt og mørkt sted (4 - 25°C / 39,2 - 77,0°F) hold væk fra høje temperatur og direkte sollys (Holdbarhed : 3 år fra produktionsdato)

PAKNING
1. Sprøjtje 3.8g (2,0ml), 10 sprøjtlespidser, 1 beskyttelseshætte til sprøjtlespidser
2. Sprøjtlespidser : 15 sprøjtlespidser, 2 lys beskyttelseshætter til sprøjtlespidser

BEEMERK
1. I tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv, fjernes materialet med vatpeltel eller svamp med alkohol. Der skylles grundigt efter med vand. For at undgå kontakt, kan kofferdam, eller kakao butter bruges for isolation af arbejdsområde og oralt væv.

- I tilfælde af at materialet kommer i kontakt med øjnene, skyl grundigt med vand og søg lægehjælp.
- vær opmærksom på at patienten ikke sluger materialet.
- bland ikke materialet med andre lignende produkter.
- sprøjtlespidserne er til engangsbrug. For at undgå kryds konsignation mellem patienter, genbrug ikke sprøjtlespidsern. Sprøjtlespidserne kan ikke autoklaveres, steriliseres eller renses kemisk.
- brug handsker under brug af materialet for at undgå kontakt med resin, da dette kan forårsage allergisk reaktion.
- brug beskyttelses briller under lyshærdning.
- ved polering af materialet, brug støvmaske for at undgå inhalering af støvpartikler.
- undgå at få material på tøjet.
- I tilfælde af kontakt på uønsket område, fjern straks med instrument, eller bomullsulle pellet for lyshærdning.
- brug ikke G-æniel Flo sammen med eugenol halde materialer, da eugenol kan forhindre G-æniel flo i at hærd.
- afsprit ikke sprøjtlespidser med alkohol da dette kan forårsage ødelæggelser af produktet.
- bortskaffelse af rest produkter skal ske i henhold til lokale regulativer.

Reviderad senest: 06/2011

FARVER
A1, A2, A3, A3.5, A4, A02, A03 og CV

OPBEVARING
Opbevaring på et koldt og mørkt sted (4 - 25°C / 39,2 - 77,0°F) hold væk fra høje temperatur og direkte sollys (Holdbarhed : 3 år fra produktionsdato)

PAKNING
1. Sprøjtje 3.8g (2,0ml), 10 sprøjtlespidser, 1 beskyttelseshætte til sprøjtlespidser
2. Sprøjtlespidser : 15 sprøjtlespidser, 2 lys beskyttelseshætter til sprøjtlespidser

BEEMERK
1. I tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv, fjernes materialet med vatpeltel eller svamp med alkohol. Der skylles grundigt efter med vand. For at undgå kontakt, kan kofferdam, eller kakao butter bruges for isolation af arbejdsområde og oralt væv.

- I tilfælde af at materialet kommer i kontakt med øjnene, skyl grundigt med vand og søg lægehjælp.
- vær opmærksom på at patienten ikke sluger materialet.
- bland ikke materialet med andre lignende produkter.
- sprøjtlespidserne er til engangsbrug. For at undgå kryds konsignation mellem patienter, genbrug ikke sprøjtlespidsern. Sprøjtlespidserne kan ikke autoklaveres, steriliseres eller renses kemisk.
- brug handsker under brug af materialet for at undgå kontakt med resin, da dette kan forårsage allergisk reaktion.
- brug beskyttelses briller under lyshærdning.
- ved polering af materialet, brug støvmaske for at undgå inhalering af støvpartikler.
- undgå at få material på tøjet.
- I tilfælde af kontakt på uønsket område, fjern straks med instrument, eller bomullsulle pellet for lyshærdning.
- brug ikke G-æniel Flo sammen med eugenol hal