

## GC Fuji COAT LC

Prior to use, carefully read  
the instructions for use.



LIGHT CURED PROTECTIVE COATING

For use only by a dental professional in the recommended indications.

### RECOMMENDED INDICATIONS :

For the prevention of water and saliva contamination to exposed surfaces of glass ionomer cements during the first 24 hours after placement.

### CONTRAINDICATIONS

In rare cases the product may cause sensitivity to some persons. If such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

### DIRECTIONS FOR USE

- Place the glass ionomer cement according to the manufacturer's instructions.
- Using a cotton pellet or brush apply GC Fuji COAT LC to all exposed glass ionomer and adjacent surfaces.
- Light cure for 10 seconds using suitable visible light curing device (470 nm wavelength).
- Close bottle immediately after use.

### STORAGE

Store in a cool and dark place (4-25°C) (39,2-77,0°F).  
(Shelf life : 2 years)

### PACKAGE

Bottle of 5g (5,2mL)

### CAUTION

- GC Fuji COAT LC is FLAMMABLE. Avoid sources of ignition and do not store in direct sunlight.
- In case of contact with oral tissue or skin, flush immediately with water.
- In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.

## GC Fuji COAT LC

Vor Gebrauch, diese Verarbeitungs-  
anleitung sorgfältig durchlesen.



LICHTHÄRTENDER SCHUTZLACK FÜR GLAS  
IONOMER-FÜLLUNGEN

Nur zum Gebrauch durch den Zahnarzt für die empfohlenen Indikationen.

### EMPFOHLENE INDIKATIONEN

Zur Verhinderung von Wasser-oder Speichelkontamination freiliegender Glas Ionomer Zement Flächen während der ersten 24 Stunden nach dem Plazieren.

### GEGENINDIKATIONEN

In seltenen Fällen kann das Produkt bei einigen Personen Überempfindlichkeiten hervorrufen. Falls solche Reaktionen beobachtet werden, das Produkt nicht weiter anwenden und einen Arzt aufsuchen.

### GEBRAUCHSANLEITUNG

- Den Glas Ionomer Zement nach Vorschrift des Herstellers plazieren.
- Mit einem Baumwollpellet oder Pinsel GC Fuji COAT LC auf den freiliegenden Glas Ionomer Zement und die angrenzenden Bereiche auftragen.
- Mit der Handlichtlampe (470 nm Wellenlänge) für 10 s lichthärten.
- Flasche sofort nach Gebrauch verschließen.

### LAGERUNG

Aufbewahren bei Temperaturen zwischen 4-25°C  
(39,2-77,0°F).  
(Haltbarkeit : 2 Jahre ab Herstellungsdatum)

### PACKUNG

Flasche mit 5 g (5,2mL)

### ACHTUNG

- GC Fuji COAT LC ist ENTZÜNDLICH. Vor Hitzequellen fernhalten, nicht im direkten Sonnenlicht lagern.
- Bei Haut-oder Schleimhautkontakt, sofort mit Wasser abspülen.
- Bei Augenkontakt, sofort mit Wasser ausspülen und den Arzt aufsuchen.

## GC Fuji COAT LC

Avant toute utilisation lire  
attentivement les instructions d'emploi



AGENT DE PROTECTION  
PHOTOPOLYMERISABLE

Ce produit est réservé à l'Art dentaire selon les recommandations d'utilisations.

### INDICATIONS

En prévention de toute contamination par l'eau ou la salive des surfaces des C.V.I. exposées pendant les 24 heures qui suivent le placement.

### CONTRE-INDICATIONS

Dans de rares cas, ce produit peut entraîner, chez certaines personnes, une réaction allergique. Si cela se produit, cessez d'utiliser ce produit et consulter un médecin.

### UTILISATION - MODE D'EMPLOI

- Placer le Ciment Verre-Ionomère selon les instructions du fabricant.
- Appliquer GC Fuji COAT LC avec une boulette de coton ou un pinceau sur toute la surface du Verre-Ionomère et sur les surfaces adjacentes.
- Photopolymériser 10 secondes avec un activateur lumineux (470 nm de longueur d'onde).
- Bien reboucher le flacon après utilisation.

### STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais et à l'abri de la lumière (température 4-25°C - 39,2-77°F).  
(2 ans de péremption)

### CONDITIONNEMENT

Flacon de 5g (5,2mL)

### ATTENTION

- GC Fuji COAT LC est inflammable. Ne pas l'exposer aux rayons du soleil.
- En cas de contact avec la muqueuses ou la peau, rincer aussitôt avec de l'eau.
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau et consulter un médecin.

## GC Fuji COAT LC

Prima dell' uso leggere  
attentamente le istruzioni.



VERNICE PROTETTIVA  
FOTOPOLIMERIZZABILE

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte del personale odontoiatrico qualificato, limitatamente alla gamma di applicazioni sotto riportata.

### INDICAZIONI

Prevenzione della contaminazione da parte di acqua e saliva delle superfici esposte dei cementi vetroionomerici durante le prime 24 ore dall'applicazione.

### CONTROINDICAZIONI

In rari casi il prodotto può causare reazioni di sensibilizzazione in alcune persone. Se si verifica questa reazione, interrompere l'uso del prodotto e consultare un medico.

### ISTRUZIONI PER L'USO

- Applicare il cemento vetroionomerico seguendo le istruzioni del produttore.
- Con l'aiuto di un batuffolo di cotone o di un pennellino, applicare GC Fuji COAT LC su tutte le superfici esposte del vetroionomero e sulle superfici adiacenti.
- Fotopolimerizzare per 10 secondi utilizzando un'opportuna fonte di luce visibile (lunghezza d'onda= 470 nm).
- Richiudere il flacone subito dopo l'uso.

### CONSERVAZIONE

Conservare alla temperatura di 4-25°C (39,2-77,0°F).  
(Durata del prodotto : 2 anni)

### CONFEZIONI

Flacone da 5g (5,2mL)

### AVVERTENZE

- GC Fuji COAT LC è INFIAMMABILE. Evitare fonti di ignizione e non esporre alla luce solare diretta.
- In caso di contatto con i tessuti del cavo orale o con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua.
- In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con molta acqua e consultare il medico.

## GC Fuji COAT LC

Leer cuidadosamente las  
instrucciones antes de su uso.

E

RECUBRIMIENTO PROTECTOR FOTOCURABLE

Para uso exclusivo de profesionales de la odontología en las aplicaciones recomendadas.

### APLICACIONES RECOMENDADAS

Para prevención de contaminación con agua o saliva de las superficies expuestas de cemento de ionómero de vidrio durante las primeras 24 horas de colocado.

### CONTRAINDICACIONES

En casos excepcionales el producto puede producir sensibilidad en algunas personas. Si se producen dichas reacciones, interrumpir el uso del producto y dirigirse a un médico.

### INSTRUCCIONES DE USO

- Aplicar el cemento de ionómero de vidrio de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Utilizando una torunda de algodón o un pincel, aplicar GC Fuji COAT LC a todas las superficies expuestas y adyacentes del cemento de ionómero de vidrio.
- Fotopolimerizar durante 10 segundos utilizando un aparato de fotocurado de luz visible (470 nm de longitud de onda).
- Tapar el frasco inmediatamente después del uso.

### ALMACENAJE

Conservar a temperatura de 4 - 25°C (39,2 - 77,0°F).  
(Duración : 2 años)

### SUMINISTRO

Frasco con 5 g (5,2mL)

### PRECAUCIÓN

- GC Fuji COAT LC es INFLAMABLE. Evitar las fuentes de ignición y no almacenar bajo luz solar directa.
- En caso de contacto con tejido oral o piel, enjuagar inmediatamente con agua.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con agua y buscar atención médica.

## GC Fuji COAT LC

Lees voor gebruik zorgvuldig  
de gebruiksaanwijzing

NL

LICHTUITHARDENDE BESCHERMILAAG

Alleen te gebruiken in de vermelde toepassingen door tandheelkundig gekwalificeerden.

### TOEPASSINGEN

Ter bescherming van het oppervlak van glasionomeercementen tegen water en speekselcontaminatie gedurende de eerste 24 uur na plaatsing.

### CONTRA-INDICATIE

Bij sommige personen kan een overgevoeligheid voor het product niet worden uitgesloten. Mochten zich allergische reacties voordoen, dan moet de toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geadviseerd.

### GEbruIKSAANWIJZING

- Breng het glasionomeercement aan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing.
- Met een wattenbolletje of een penseel wordt GC Fuji COAT LC aangebracht op het oppervlak van het cement en op het aangrenzende weefsel.
- Hard uit door gedurende 10 seconden te belichten met een geschikte composietlamp (470 nm golflengte).
- Sluit onmiddellijk na gebruik het flesje.

### OPSLAG

Bewaar op een koele donkere plaats ( 4-25°C) (39,2-77,0°F).  
(Houdbaarheid : 2 jaar)

### VERPAKKING

Flesje met 5g (5,2mL)

### WAARSCHUWING

- GC Fuji COAT LC is ONTVLAMBAAAR. Vermijd ontstekingsbronnen en bewaar het niet in direct zonlicht.
- In geval van contact met slijmvlies of de huid, spoel onmiddellijk met water.
- In geval van contact met de ogen, spoel het oog onmiddellijk met water en win medisch advies in.

## GC Fuji COAT LC

Læs brugsanvisningen  
omhyggeligt igennem før brug.

DK

LYSPOLYMERISERENDE BESKYTTELSERLAK

Udelukkende til benyttelse af tandlæger til de i denne brugsanvisning beskrevne indikationer.

### INDIKATIONER

Til beskyttelse mod vand- og salivkontaminering af overfladen på glasionomerfyldninger i de første 24 timer efter fyldning.

### KONTRAIKATIONER

Hos overfølsomme personer kan en sensibilisering fra produktet ikke udelukkes. Såfremt der opstår allergiske reaktioner, skal brugen af produktet indstilles. I tilfælde af allergi henvises patienten til læge.

### BRUGSANVISNING

- Placer glasionomerfyldningen efter fabrikantens anvisninger.
- Med en pellet eller pensel appliceres GC Fuji COAT LC på alle eksponerede glasionomer- og tilstødende flader.
- Polymeriser i 10 sekunder med synligt lys.
- Luk flasken umiddelbart efter brug.

### OPBEVARING

Materialet opbevares ved stuetemperatur (4-25°C).  
(Kan lagres i 2 år)

### PAKNING

Flaske med 5 g (5,2mL)

### ADVARSEL

- GC Fuji COAT LC er letantændelig. Undgå antændelseskilder og opbevar ikke i direkte sollys.
- I tilfælde af kontakt med slimhinder eller hud skylles omgående med vand.
- I tilfælde af væske i øjnene : Skyl omgående omhyggeligt med vand og søg læge.

## GC Fuji COAT LC

Läs noggrant anvisningarna  
före användning.

S

LJUSHÄRDANDE SKYDDSLACK

Denna produkt skall användas endast av därtill auktoriserad personal, och endast för de applikationer som beskrivs i denna bruksanvisning.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

För att förebygga kontamination av vatten och saliv på exponerade glasionomerytor under de första 24 timmarna efter insättning.

### KONTRAIKATIONER

I sällsynta individuella fall kan produkten orsaka sensibilisering. Ifall detta skulle inträffa, använd inte produkten på patienten ifråga samt hänvisa patienten till en dermatologisk läkarmottagning.

### BRUGSANVISNING

- Placera glasionomeercementet enligt fabrikantens anvisning.
- Med en bomullspellet eller pensel appliceras GC Fuji COAT LC på alla glasionomer- och angränsande ytor.
- Härda GC Fuji COAT LC 10 sekunder med synligt ljus (våglängd 470 nm).
- Efter användning tillsluts flaskan noggrant.

### FÖRVARING

Materialet skall förvaras vid rumstemperatur (4-25°C).  
(Kan lagras under 2 år)

### FÖRPACKNING

Flaska med 5 g (5,2mL)

### VARNING

- GC Fuji COAT LC är lättantändligt. Undvik öppen låga eller annat som kan orsaka antändning och förvara ej i direkt solljus.
- Om vätskan kommer i kontakt med mjukvävnader i munnen eller huden. Skölj omedelbart med vatten.
- Om vätskan kommer i kontakt med ögonen. Skölj omedelbart med vatten. Sök läkarvård.

# GC

MANUFACTURED by  
GC CORPORATION  
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

DISTRIBUTED by  
GC CORPORATION  
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

GC EUROPE N.V.  
Research-Park, 13 Interleuvenlaan, B-3001 Leuven, Belgium

GC AMERICA INC.  
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.  
19 Loyang Way, #06-27 Singapore 508724

PRINTED IN JAPAN

120536GC

0086