

Prior to use, carefully read the instructions for use.

EN

## GC Fuji II CAPSULE

RADIOPAQUE GLASS IONOMER RESTORATIVE CEMENT IN CAPSULES

For use only by a dental professional in the recommended indications.

#### RECOMMENDED INDICATIONS

- Restoration of primary teeth.
- Core build-up.
- Restorations of Class III, V and limited Class I cavities.

#### CONTRAINdicATIONS

- Pulp capping.
- In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

#### DIRECTIONS FOR USE

Verhältnis Powder / Liquid Ratio (g/g)	0,30 / 0,11
Mixing Time (sec.)	10"
Working Time (min., sec.)	2'00"
Net Setting Time (min., sec.)	2'20"

Test conditions : Temperature (23 +/-1°C), Relative humidity (50 +/-5%)

ISO 9917 (Glass polyalkenoate cement)

#### 1. CAPSULE ACTIVATION AND MIXING

- Before activating, shake the capsule or tap on a hard surface to loosen the powder (Fig. 1).
  - To activate the capsule push plunger until it is flush with the main body (Fig. 2).
  - Immediately place the capsule into a metal GC Capsule Applier and click the lever once (Fig. 3). The capsule is now activated.







Note :

The capsule should be activated just before mixing and used immediately.
  - Immediately set the capsule into the mixer and mix for 10 seconds (+/- 4,000 RPM) (Fig. 4).
- RESTORATIVE TECHNIQUE
    - Prepare tooth using standard techniques. Extensive mechanical retention is not necessary.
    - Wash and dry but DO NOT DESICCATE. GC CAVITY CONDITIONER or GC DENTIN CONDITIONER is recommended to remove the smear layer. For pulp capping use calcium hydroxide.
    - Mix the cement. Working time is 2 minutes from the start of mixing at 23°C (73.4°F). Higher temperatures will shorten working time.
    - Immediately remove the mixed capsule from the mixer and load it into the GC Capsule Applier.
    - Make two clicks to prime the capsule then syringe (Fig. 5).
    - Remove surface moisture, but DO NOT DESICCATE.
    - Extrude cement directly into preparation. Avoid air bubbles.

Note :

      - To adjust the direction of the nozzle, hold the applier with the capsule towards you and turn the capsule body.
      - To remove the used capsule, push the applier release button. Twist the capsule and pull upwards.
    - Form the preliminary contour and cover with a matrix if required.
    - Once set, remove the matrix and immediately apply GC Fuji VARNISH (blow dry) or GC FUJI COAT LC (light cure).
  - FINISHING
    - One visit treatment
      - After initial set, correct the contour WITHOUT WATER SPRAY using standard techniques.
      - Apply GC Fuji VARNISH or GC Fuji COAT LC and wait for about 15 minutes.
      - Final finishing and polishing under water spray can now be carried out.
      - Apply a final coat of GC Fuji VARNISH (blow dry) or GC Fuji COAT LC (light cure for 10 sec.) or G-COAT PLUS (light cure for 20 sec.)
    - Standard method

24 hours after placement finish and polish the restoration under water spray using standard techniques.



#### STORAGE

Store at temperature of 4-25°C (39.2-77.0°F). (Shelf life : 2 years from date of manufacture).

#### SHADE

No. 21	pale yellow	No. 23	dark grey
No. 22	yellow brown	No. 23M	deep grey
No. 22.5	grey brown	No. 26	deep brown

#### PACKAGES

- Assortment package
    - 50 capsules (5 pcs. No. 21, 26, 10 pcs. No. 22, 22.5, 23, 23M).
  - Single shade package : 50 capsules
    - \* Average contents per capsule : 0.30g powder and 0.11g (0.09mL) liquid.
    - \* Minimum net volume of mixed cement per capsule : 0.12mL.
- Option : GC Capsule Applier (1 piece).

#### CAUTION

- In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.
- In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.

Last revised : 12/2008

**CE** 0086

**'GC'**

MANUFACTURED by  
GC CORPORATION  
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-Ku, Tokyo 174-8585, Japan

DISTRIBUTED by  
GC CORPORATION  
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-Ku, Tokyo 174-8585, Japan

**EU** : GC EUROPE N.V.  
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,  
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

GC AMERICA INC.  
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.  
TEL: +1-708-597-0900.

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.  
19 Loyang Way, #06-27 Singapore 508724  
TEL: +65 6546 7389

PRINTED IN JAPAN

Vor der Benutzung bitte die Gebrauchsanweisung gründlich lesen!

DE

## GC Fuji II CAPSULE

RÖNTGENSICHTBARER GLAS IONOMER-ZEMENT IN KAPSELN FÜR RESTAURATIVE FÜLLUNGEN

Nur zum Gebrauch durch den Zahnarzt für die empfohlenen Indikationen.

#### EMPFOLHENE INDIKATIONEN

- Restaurationen von permanenten Zähnen.
- Kronen- und Stumpfauftauben.
- Restaurationen der Klasse III, V und bedingt Klasse I.

#### GEGENINDIKATIONEN

- Pulpenüberkappung.
- In seltenen Fällen kann eine Sensibilisierung bei einigen Personen auftreten. In einem solchen Fall die Verwendung des Materials abbrechen und einen Arzt aufsuchen.

#### GE BRAUCHSANLEITUNG

Verhältnis Pulver/Flüssigkeit (g/g)	0,30 / 0,11
Anmischzeit (Sek.)	10"
Arbeitszeit (Min., Sek.)	2'00"
Netto- Abbindezeit (Min., Sek.)	2'20"

Testbedingungen: Temperatur (23 +/- 1 C), Relative Luftfeuchtigkeit (50 +/- 5%)

ISO 9917 (Glass polyalkenoate cement)

#### 1. AKTIVIEREN DER KAPSEL UND ANMISCHEN

- Vor Aktivierung, die Kapsel schütteln oder leicht auf eine feste Grundlage klopfen, um das Pulver zu lockern (Fig. 1).
  - Zum Aktivieren, den Kolben vollständig in die Kapsel eindrücken (Fig. 2).
  - Dann die Kapsel in den metallenen GC Kapsel Applier einsetzen und den Auslösegriff 1 x ganz durchziehen (Fig. 3). Somit ist die Kapsel aktiviert.

Hinweis :

Die Kapsel sollte erst unmittelbar vor dem Anmischen aktiviert werden.
  - Die Kapsel in den Mischer setzen und 10 s mischen (+/-4.000 UM) (Fig. 4).
- FÜLLUNGSTECHNIK
    - Zahn wie üblich präparieren. Übermäßige mechanische Retentionen sind nicht erforderlich.
    - Ausspülen und trocknen, jedoch NICHT AUSTROCKNEN. GC CAVITY CONDITIONER oder GC DENTIN CONDITIONER wird zum Entfernen der Schmierschicht empfohlen. Zur Pulpenüberkappung ein Kalziumhydroxid-Präparat verwenden.
    - Den Zement anmischen. Die Verarbeitungszeit beträgt 2 Minuten bei 23 °C (73.4 °F) ab Mischbeginn. Bei höheren Temperaturen verkürzt sich die Arbeitszeit.
    - Nach dem Mischen die Kapsel sofort in den Applier setzen und den Auslösehebel 2 x durchziehen (Fig. 5).
  - Oberflächenfeuchtigkeit entfernen, jedoch NICHT AUSTROCKNEN.
  - Den Zement direkt in die Präparation geben. Luftblasen vermeiden.

Hinweise :

    - Um die Ausrichtung der Spitze zu ändern, kann der Kapselkörper gedreht werden.
    - Zum Entfernen der Kapsel, den Löseknopf am GC Kapselapplier betätigen. Die Kapsel kann nun entnommen werden.
  - Die Konturen formen und, falls erforderlich, eine Matrize anlegen.
  - Sofort nach dem Abbinden das Matritzenband entfernen und GC Fuji VARNISH (trocken blasen)oder GC Fuji. COAT LC (lichthärtend) auftragen.
- FINISH
    - Behandlung in einer Sitzung :
      - Nach der anfänglichen Abbildung, die Form OHNE WASSERSPRAY in der gewohnten Art korrigieren.
      - GC Fuji VARNISH oder GC Fuji COAT LC auftragen und 15 min. warten.
      - Das endgültige Finish und die Politur kann nun ausgeführt werden.
      - Eine letzte Schicht GC Fuji VARNISH (trocken blasen), GC Fuji COAT LC (lichthärten, 10 Sek.) oder G-COAT PLUS (lichthärten, 20 Sek.) auftragen.
    - Standardmethode :

24 Stunden nach dem Legen der Füllung das Finish und die Politur der Füllung unter Wasserspray in der üblichen Technik durchführen.

#### LAGERUNG

Aufbewahren bei Temperaturen zwischen 4-25°C (39,2-77,0°F). (Haltbarkeit : 2 Jahre ab Produktionsdatum).

#### FARBEN

N°21	Blaßgelb	N°23	Dunkelgrau
N°22	Gelbbraun	N°23M	Tiefgrau
N°22.5	Graubraun	N°26	Dunkelbraun

#### ABPACKUNGEN

- Sortimentpackung : 50 Kapseln (N° 21, 26-je 5 Stück und 22, 22.5, 23, 23M-je 10 Stück).
  - Einzelfarbenpackung : 50 Kapseln
    - \* Durchschnittlicher Inhalt pro Kapsel : 0,30g Pulver und 0,11g (0,09mL) Flüssigkeit.
    - \* Mindest-Nettovolumen angemischter Zement pro Kapsel : 0,12mL.
- Zubehör : GC Capsule Applier (separat erhältlich).

#### ACHTUNG

- Bei Kontakt mit oalem Gewebe oder Haut sofort mit einem in Alkohol getränktem Schwamm oder Baumwolle entfernen. Gründlich mit Wasser spülen.
- Im Falle eines Augenkontaktes, sofort mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.

Zuletzt aktualisiert : 12/2008

Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions d'emploi.

FR

## GC Fuji II CAPSULE

CVI RADIOPAQUE POUR RESTAURATIONS EN CAPSULES

Ce produit est exclusivement réservé à l'Art dentaire et, selon les recommandations d'utilisations.

#### INDICATIONS

- Restaurations esthétiques des dents provisoires.
- Reconstitution de moignons.
- Restaurations de classe III, V et petites cavités de classe I.

#### CONTRE-INDICATIONS

- Coiffage pulpaire.
- Dans de rares cas ce produit peut entraîner des réactions chez certaines personnes. Si tel est le cas, ne plus utiliser ce produit et consulter un médecin.

#### UTILISATION-MODE D'EMPLOI

Ratio Poudre/Liquide (g/g)	0,30 / 0,11
Temps de mélange (sec.)	10"
Temps de travail (min., sec.)	2'00"
Temps de prise (min, sec.)	2'20"

Conditions de test : Température (23 +/-1 C), Humidité relative (50 +/-5%)

ISO 9917 (Glass polyalkenoate cement)

#### 1. ACTIVATION DE LA CAPSULE ET MÉLANGE

- Avant de vibrer la capsule, secouez-la ou tapotez-la sur une surface dure pour détasser la poudre (Fig. 1).
  - Pour activer la capsule, presser le poussoir jusqu'à ce qu'il s'enfonce complètement dans le corps de la capsule (Fig. 2).
  - Placer immédiatement la capsule dans l'applicateur de capsule et actionner la gâchette une première fois (Fig. 3). La capsule est alors activée.

Note :

La capsule doit être activée juste avant le mélange et utilisée immédiatement.
  - Placer immédiatement la capsule dans le vibreur et la vibrer pendant 10 sec. (±4000 cycles par min.) (Fig. 4).
- TECHNIQUE DE SCHELLEMENT
    - Préparer la dent selon les techniques habituelles. Une rétention mécanique extensive n'est pas nécessaire.
    - Nettoyer et sécher mais sans déshydrater. L'utilisation de GC CAVITY CONDITIONER ou GC DENTIN CONDITIONER est recommandée pour enlever la boue dentinaire. Pour un coffage pulpaire, utiliser un ciment hydroxyde de calcium.
    - Mélanger le ciment. Le temps de travail est de 2 minutes à partir du début du mélange (à 23°C). Des températures plus élevées raccourciront le temps de travail.
    - Retirer immédiatement la capsule mélangée du vibreur et la placer dans l'applicateur de capsule GC.
    - Presser deux fois pour amorcer la capsule (Fig. 5).
    - Enlever l'humidité de la surface mais, sans déshydrater.
    - Placer le ciment directement dans la préparation. Eviter les bulles d'air.

Notes :

      - Pour ajuster la direction de l'embout, tenir l'applicateur avec la capsule face à vous et tourner le corps de la capsule.
      - Pour retirer la capsule usagée, appuyer sur le bouton de relâchement de l'applicateur. Tourner la capsule et tirer.
    - Réaliser un contourage et protéger avec une matrice si nécessaire.
    - Une fois pris, enlever la matrice et appliquer GC FUJI VARNISH (sécher) ou GC FUJI COATLC (photopolymériser).

#### 3. FINITION

- Traitement en une visite
  - Après la prise initiale, corriger les contours sans spray d'eau en utilisant les techniques standards.
  - Appliquer GC Fuji VARNISH ou GC FUJI COAT LC et attendre 15 minutes.
  - La finition et le polissage peuvent être réalisés.
  - Appliquer une couche finale de GC Fuji VARNISH (sécher) ou de GC FUJI COAT LC (photopolymérisation pendant 10 sec.) ou G-COAT PLUS (photopolymérisation pendant 20 sec.)
- Méthode standard

Finition et polissage 24 heures après le placement final sous spray d'eau en utilisant les techniques standards.

#### STOCKAGE

Conservér dans un endroit frais et sombre (température 4-25°C). (Péremption : 2 ans à partir de la date de fabrication).

#### TEINTES

N°21	Jaune Pâle	N°23	Gris Foncé
N°22	Jaune Brun	N°23M	Gris Profond
N°22.5	Gris Brun	N°26	Brun Profond

#### CONDITIONNEMENTS

- Assortiment : 50 capsules (5 capsules des No21, 26 et 10 capsules des No 22, 22.5, 23, 23M).
  - Conditionnement de 50 capsules par teinte
    - \* Contenu par capsule = 0.30g de poudre 0,11g (0,09mL) de liquide.
    - \* Volume net minimum de ciment mélangé par capsule : 0,12mL.
- Option : Appliqueur "GC CAPSULE APPLIER" (1 pièce).

#### PRECAUTIONS D'EMPLOI

- En cas de contact avec la muqueuse buccale ou la peau, retirer immédiatement avec une éponge ou un coton imbibé d'alcool. Rincer à l'eau.
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau et consulter un médecin.

Dernière mise à jour : 12/2008

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

IT

## GC Fuji II CAPSULE

VETROIONOMERO RADIO-OPACO PER OTTURAZIONI IN CAPSULE

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte del personale odontoiatrico qualificato limitatamente alla gamma di applicazioni sotto riportata.

#### INDICAZIONI

- Ricostruzione di denti decidui.
- Ricostruzione di monconi.
- Ricostruzioni di classe III, V e cavità limitate di classe I.

#### CONTROINDICAZIONI

- Incappucciamento pulpare.
- In rari casi il prodotto può provocare sensibilizzazione in alcuni pazienti. Se si verificano simili reazioni, interrompere l'uso del prodotto e consultare un medico.

#### ISTRUZIONI PER L'USO

Rapporto polvere/liquido (g/g)	0,30 / 0,11
Tempo di miscelazione (sec.)	10"
Tempo di lavorazione (min., sec.)	2'00"
Tempo netto di indurimento (min., sec.)	2'20"

Condizioni di prova: Temperatura (23 +/-1 C), Umidità relativa (50 +/-5%)

ISO 9917 (Cemento di polialchenoato di vetro)

#### 1. ATTIVAZIONE DELLA CAPSULA E MISCELAZIONE

- Prima dell'attivazione, agitare la capsula o dare leggeri colpi su una superficie dura per omogeneizzare la polvere (Fig. 1).
  - Per attivare la capsula, premere il pistone fino a portarlo allo stesso livello del corpo principale della capsula (Fig. 2).
  - Porre immediatamente la capsula in un GC Capsule Applier in metallo e premere una volta la leva (Fig. 3). Ora la capsula è attivata.

Nota :

La capsula dovrebbe essere attivata immediatamente prima della miscelazione e dovrebbe essere utilizzata immediatamente.
  - Posizionare immediatamente la capsula nel miscelatore e miscelare per 10 secondi (+/- 4.000 giri/min.) (Fig. 4).
- TECNICA DI RICOSTRUZIONE
    - Preparare il dente seguendo le tecniche convenzionali. E' superflua la ritenzione meccanica estesa.
    - Lavare e asciugare, SENZA DISIDRATARE. Si consiglia l'uso di GC CAVITY CONDITIONER o di GC DENTIN CONDITIONER per asportare il fango dentinale. Utilizzare un cemento all'idrossido di calcio per l'incappucciamento pulpare.
    - Miscelare il cemento. Il tempo di lavorazione è di 2 minuti dall'inizio della miscelazione a 23°C (73.4°F). Temperature più alte diminuiscono il tempo di lavorazione.
    - Togliere immediatamente la capsula miscelata dal miscelatore e inserirla nel GC Capsule Applier.
    - Fare due clic per innescare la capsula, quindi estrarre lentamente e uniformemente (Fig. 5).
    - Togliere l'umidità superficiale, SENZA DISIDRATARE.
    - Iniettare il cemento direttamente nella preparazione. Evitare le bolle d'aria.

Note :

      - Per regolare la direzione del puntale, impugnare l'applicatore rivolto verso di voi a girare il corpo della capsula.
      - Per rimuovere la capsula, premere il bottone di rilascio. Torcere la capsula e tirarla verso l'alto.
    - Formare il contorno preliminare e coprire con una matrice, se necessario.
    - Una volta indurito il cemento, togliere la matrice e applicare immediatamente GC FUJI VARNISH (asciugare con l'aria) o GC FUJI COAT LC (fotopolimerizzare).

#### 3. RIFINITURA

- In una sola seduta
  - Dopo l'indurimento iniziale, correggere il contorno SENZA SPRAY AD ACQUA seguendo le tecniche standard.
  - Applicare GC FUJI VARNISH oppure GC FUJI COAT LC e attendere ca. 15 minuti.
  - Far seguire la rifinitura finale e lucidatura con spray ad acqua.
  - Applicare uno strato finale di GC FUJI VARNISH (asciugare con getto d'aria) o di GC FUJI COAT LC (foto-polimerizzare per 10 sec.) o di G-COAT PLUS (foto-polimerizzare per 20 sec.)
- Tecnica standard

24 ore dopo la messa in situ, rifinire e lucidare la ricostruzione con spray ad acqua seguendo le tecniche standard.

#### CONSERVAZIONE

Conservare alla temperatura di 4-25°C (39,2-77,0°F). (Data di scadenza : 2 anni dalla data di produzione).

#### COLORI

N°21	Giallo chiaro	N°23	Grigio scuro
N°22	Giallo bruno	N°23M	Grigio intenso
N°22.5	Marrone grigiastro	N°26	Marrone intenso

#### CONFEZIONI

- Scatola assortita : 50 capsule (N 21, 26-capsule 5 ognuno e 22, 22.5, 23, 23M capsule 10 ognuno).
  - Scatola di un unico colore : 50 capsule
    - \* Contenuto per ogni singolo capsula : 0,30gr polvere + 0,11gr (0,09mL) liquido.
    - \* Volume minimo netto di una capsula : 0,12mL.
- Optional : GC CAPSULE APPLIER (1 pezzo).

#### AVVERTENZE

- In caso di contatto con il tessuto orale o con la pelle, eliminare immediatamente il prodotto con una spugna o con cotone idrofilo imbevuto d'alcol. Sciacquare con acqua.
- In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico.

Ultima revisione : 12/2008

Antes de usar, lea detenidamente las instrucciones de uso.

ES

## GC Fuji II CAPSULE

CEMENTO RESTAURADOR RADIOPACO DE IONÓMERO DE VIDRIO EN CÁPSULAS

Este producto solo debe utilizarlo un profesional dental siguiendo las indicaciones recomendadas.

#### INDICACIONES RECOMENDADAS

- Restauración de los dientes de leche.
- Restauración de muelas.
- Restauración de cavidades de clase III, V y clase I pequeña.

#### CONTRAINDICACIONES

- Protección pulpar.
- En raras ocasiones, el producto puede causar sensibilidad en algunas personas. Si experimenta estas reacciones, interrumpa la utilización del producto y consulte a un médico.

#### ISTRUCCIONES DE USO

Relación de polvo y líquido (g/g)	0,30 / 0,11
Tiempo de mezcla (min. s)	10"
Tiempo de trabajo (min. s) (a 23 <span> </span> °C) (desde el inicio de la mezcla)	2'00"
Tiempo neto de fraguado (min. s)	2'20"

Condiciones de prueba: temperatura (23 +/-1 °C), Humedad relativa (50 +/-5 %)

ISO 9917 (cemento de polialquenoato de vidrio)

#### 1. MEZCLA Y ACTIVACIÓN DE LA CÁPSULA

- Antes de la activación, sacuda la capsula o golpéela contra una superficie dura para descompactar el polvo (fig. 1).
  - Para activar la cápsula, presione el émbolo hasta que quede nivelado con el cuerpo principal (fig. 2).
  - Inmediatamente después, coloque la cápsula en un GC Capsule Applier y presione la palanca una vez (fig. 3). La cápsula ya se habrá activado.

Nota:

La cápsula debería activarse justo antes de la mezcla y utilizarse inmediatamente.
  - Acto seguido, coloque la cápsula en el mezclador y mezcle durante 10 segundos (+/-4000 r/min) (fig. 4).
- TECNICA DE RESTAURACIÓN
    - Prepare el diente mediante la técnica estándar. No es necesaria una retención mecánica extensa.
    - Lave y seque, pero NO DESEQUE. Se recomienda utilizar GC CAVITY CONDITIONER o GC DENTIN CONDITIONER para retirar la capa de barrillo. Para la funda de pulpa, utilice hidróxido cálcico.
    - Mezcle el cemento. El tiempo de trabajo es de 2 minutos desde el inicio de la mezcla a 23 °C (73.4 °F). Una temperatura superior reducirá el tiempo de trabajo.
    - Retire inmediatamente la cápsula mezclada del mezclador y cárguela en el GC Capsule Applier.
    - Pulse dos veces para preparar la cápsula y después la jeringa (fig. 5).
    - Retire la humedad de la superficie, pero NO DESEQUE.
    - Dispense el cemento directamente en el preparado. Procure no formar burbujas de aire.

Nota:

      - Para ajustar la dirección de la boquilla, sostenga el aplicador con la cápsula mirando hacia usted y gire el cuerpo de la cápsula.
      - Para extraer la cápsula utilizada, pulse el botón de liberación del aplicador. Gire la cápsula y tire de ella hacia arriba.
    - Forme el contorno preliminar y cubra con una matriz, en caso necesario.
    - Después del fraguado, retire la matriz y aplique inmediatamente GC FUJI VARNISH (secado con aire) o GC FUJI COAT LC (fotopolimerización).

#### 3. ACABADO

- Tratamiento en una visita
  - Después del fraguado inicial, corrija el contorno SIN AGUA PULVERIZADA mediante la técnica estándar.
  - Aplique GC FUJI VARNISH o GC FUJI COAT LC y espere unos 15 minutos.
  - El acabado y el pulido finales con agua pulverizada puede llevarse a cabo en este momento.
  - Aplicar la capa final de GC FUJI VARNISH (soplar en seco) o GC FUJI COAT LC (fotocurar durante 10 s.) o G-COAT PLUS (fotocurar durante 20 s.).
- Método estándar

24 horas después de la colocación, acabe y pula la restauración con agua pulverizada mediante la técnica estándar.

#### ALMACENAMIENTO

Almacene a una temperatura de 4-25 °C (39,2-77,0 °F) (vida útil: 2 años desde la fecha de fabricación).



