

Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug.



GC Dry Mouth Gel

FOR AT ØGE VELVÆRET HOS MUNDTØRRE PATIENTER

GC Dry Mouth Gel er fremstillet for at øge velværet hos mundtørre personer. Vi anbefaler, at produktet anvendes af personer som har besvær ved at spise, tale eller som finder ubehag på grund af mundtørhed. Dry Mouth Gel indeholder ikke sukker.

ANBEFALEDE INDIKATIONER

- At øge velværet under mundtørre forhold.
- At opretholde et beskyttende lag på tænder og oralt væv.
- At minimere og kontrollere dålig ånde.

KONTRAINDIKATIONER

Dette produkt må ikke anvendes til patienter med kendt allergi mod hydroxybenzoates.

SÅDAN GØR MAN

- Anvend Dry Mouth Gel så ofte som muligt, når munden føles tør. Det kan være på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet.
- Tryk tilstrækkelig mængde gel ud af tuben på en finger eller en bonuldspellet. Applicer gelen på tunge, tandkød og/eller på tænder.

SMAGSVARIANTER

Frugtmix (F)*, Hindbær (R), Appelsin (O), Citron (L), Mint (M)
*Ikke tilgængelig i Europa.

F, R, O, L og M indeni parenteserne er forkortelser for de enkelte smagsvarianter.

Disse forkortelser er markerede på tuberne efter de s.k. lotnumre for at vise hvilken smag tuben indeholder.

Som eksempel, 060815M Mint

OPBEVARING

For optimal ydeevne anbefales, opbevares i en mørkt rum med lav luftfugtighed. Beskyt produktet imod direkte sollys (8-25°C)(46,4-77,0°F).

PAKNINGER

En tube indeholder 40 g (35 mL).

- Pakning med 10 tuber (2 af hver smag)
- Pakning med 10 tuber (4-Smags pakke)
- Pakning med 10 tuber (Hindbær smag)
 - Bemærk:

Alle pakninger vil ikke være tilgængelige i alle lande.

BEMÆRK:

- Undgå øjenkontakt. Såfremt det sker, skyl umiddelbart med rigeligt med vand og søg herefter lægehjælp.
- Sæt altid hæppen på efter brug og fjern også rester på tuben og den indvendige side af hæppen.
- Fjern evt. pletter fra tøj med vand.
- Hvis man indtager receptpligtig medicin, bør man rådfører sig med sin læge inden man begynder at anvende produktet.
- GC Dry Mouth Gel kan anvendes i kombination med GC Tooth Mousse / GC MI Paste eller GC Tooth Mousse Plus / GC MI Paste Plus, men skal ikke anvendes sammen med andre produkter.
- I disse tilfælde kan produktet forårsage irritation hos visse personer. Hvis dette opleves, så afbrydes brug af produktet øjeblikkligt og lægehjælp opsøges.
- Personlige værnemidler (PPE) såsom handsker, mundbind og beskyttelsesbriller skal altid bæres.

Nogle produkter som er beskrevet i IFU er evt. klassificeret som farlig i hht GHS. Læs altid op på alle arbejdschygiejniske anvisninger som kan findes på: http://www.gceurope.com eller for Amerika http://www.gcamerica.com De kan altid rekvireres hos dit depot.

RENGØRING OG DESINFEKTION
APPLICERINGSSYSTEM TIL FLERANGSBRUG: For at undgå krydstaminingering mellem patienterne, skal disse enheder desinfeceres på mellemniveau. Efter anvendelse inspiceres enheden umiddelbart for problemer. Defekt enhed skal kasseres.
MÅ IKKE LÆGGES I DESINFEKTIONSVÆSKER. Rengør enheden omhyggeligt og tør den ordentligt. Der må ikke være smuds tilbage på enheden. Desinficer produktet på mellemniveau og følg de nationale retningslinjer for dette.

Sidst revideret : 09/2018

GC Dry Mouth Gel

FÖR ATT ÖKA VÄLBEFINNANDET HOS MUNTORRA PATIENTER

GC Dry Mouth Gel är framtaget för att öka välbefinnandet hos muntorra personer. Vi rekommenderar att produkten används av personer som har svårigheter att äta, tala eller som känner obehag pågrund av muntorrhet. GC Dry Mouth Gel är sockerfri.

REKOMMENDERADE INDIKATIONER

- Att öka välbefinnandet under muntorra förhållanden.
- Att tillhandahålla ett skyddande skikt på tänder och oral vävnad.
- Att minimera och kontrollera dålig andedräkt.

KONTRAINDIKATIONER

Undvik att använda denna produkt på patienter med kanda allergier patienter för hydroxybenzoater.

SÅ HÅR GÖR MAN

- Använd GC Dry Mouth Gel så ofta som munnen känns torr. Det kan vara närsomhelst under dygnet.
- Tryck ut tillräcklig mängd gel från tuben på ett finger eller på en bomullspinne. Applicera gelen på tungan, tandkötet och/eller på tänderna.

SMAKER

Fruktallad (F)*, Hallon (R), Apelsin (O), Citron (L), Mint (M)
*Inte tillgänglig i Europa.

F, R, O, L och M inom parentesen är förkortningar för varje smak. Dessa förkortningar är markerade på tuberna efter de s.k. lotnumren för att visa vilken smak tuben innehåller.

Som exempel, 060815M Mint

FÖRVARING

For optimala resultat rekommenderas, förvaras i ett mörkt utrymme med låg fuktighet. Skydda produkten från direkt solljus (8-25°C)(46,4-77,0°F).

FÖRPACKNINGR

En tub innehåller 40g (35mL).

- Förpackning med 10 tuber (2 av varje smak)
- Förpackning med 10 tuber (4-smaksfp)
- Förpackning med 10 tuber (Hallon smak)
 - Note:

De förpackningar som nämns är möjligtvis inte tillgängliga i alla länder.

VARNING

- Unvik ögonkontakt. Om så sker skölj omedelbart med vatten och sök läkarhjälp.
- Sätt alltid på korken efter användning och avlägsna spill och fukt på tuben och på insidan av korken.
- Avlägsna eventuellt spill på kläder med vatten.
- Om man intar receptbelagda mediciner bör läkare rådfrågas innan man börjar använda produkten.
- GC Dry Mouth Gel kan användas i kombination med GC Tooth Mousse / GC MI Paste eller GC Tooth Mousse Plus / GC MI Paste Plus men ska inte användas tillsammans med andra produkter.
- I sällsynta fall kan produkten orsaka irritation hos vissa personer. Om detta upplevs, avbryt användningen av produkten och remitera till läkare.
- Använd alltid handskar, munskydd och skyddsglasögon eller annan personlig skyddsutrustning.

Vissa produkter som hänvisas till i nuvarande Bruksanvisning kan anses som farliga i enlighet med GHS. Därmed, håll er alltid uppdaterade med våra aktuella Säkerhetsdatablad. Dessa finner ni på; http://www.gceurope.com eller för Amerika på http://www.gcamerica.com Dessa kan också erhållas från din leverantör.

RENGÖRING OCH DESINFEKTION
APPLICERINGSSYSTEM FÖR FLERGÅNGSBRUK: för att undvika korskontaminering mellan patienter så fodrar dessa enheter desinfektion på mellannivå. Efter användning, inspektera omedelbart enheten samt kvalitetsförnsämring av etiketten. Infall skador kan ses, byt ut enheten.
SÅNK INTE NER I DESINFEKTIONSVÅTSKA. Rengör enheten noggrant och torka den ordentligt torr. Tillse att ingen ackumulerad smuts finns kvar. Desinficera med en produkt som är klassad og registrerad i enlighet med regional/nationella riktlinjer gällande infektionskontroll på mellannivå.

Reviderad senast : 09/2018

GC Dry Mouth Gel

CONFORTO ADICIONAL PARA QUEM SOFRE DE BOCA SECA

O GC Dry Mouth Gel foi concebido para proporcionar conforto a quem sofre de síndrome de Boca Seca ou Xerostomia. Recomenda-se sua utilização por pessoas que sintam dificuldade ao comer e falar ou que sintam desconforto devido a boca seca. O GC Dry Mouth Gel não contém açúcar.

INDICAÇÕES RECOMENDADAS

- Proporcionar conforto e alívio da boca seca.
- Formar um revestimento protector dos dentes e tecido oral.
- Ajuda a controlar o mau hálito.

CONTRA-INDICAÇÕES

Evitar o uso deste produto em pacientes com alergias conhecidas a hidroxibenzoatos.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Utilize o GC Dry Mouth Gel sempre que necessário, quando sentir a boca seca. Pode utilizar a qualquer hora do dia ou da noite.
- Esprema uma quantidade de gel suficiente do tubo sobre o dedo ou utilize um cotonete de algodão para retirar o gel do tubo. Aplique o gel sobre a língua, mucosa oral e/ou dentes.

SABOR

Salada de Fruta (F)*, Framboesa (R), Laranja (O), Limão (L), Menta (M)
*Não disponível na Europa.

As letras F, R, O, L e M entre parêntesis dão a indicação de cada sabor. Estas letras estão marcadas nos tubos no seguimento de uma série de números, indicando o sabor do conteúdo. Por exemplo, 060815M Menta

ARMAZENAMENTO

Recomenda-se, para um ótimo desempenho, conserve em local fresco, escuro e pouco húmido, protegido da luz do sol directa (8-25°C)(46,4-77,0°F).

EMBALAGEM

Tubo com 40g (35mL).

- Embalagem de 10 tubos (2 de cada um dos 5 sabores)
- Embalagem de 10 tubos (4 Sabores Pack)
- Embalagem de 10 tubos (Framboesa sabor)
 - Note:

Em alguns paises algumas embalagens não estarão disponíveis.

CUIDADO

- Evitar o contacto com os olhos. Em caso de contacto, lave imediatamente com água abundante e consulte o médico.
- Reponha sempre a tampa depois de usar e remova resíduos de pasta ou de humidade em volta do bocal do tubo ou do interior da tampa.
- Se derramar sobre o vestuário, lave com água.
- Se estiver a tomar medicamentos prescritos pelo médico, consulte um médico antes de utilizar este produto.
- O GC Dry Mouth Gel pode ser utilizado em combinação com os cremes GC Tooth Mousse / GC MI Paste ou GC Tooth Mousse Plus / GC MI Paste Plus, mas não deve ser utilizado com outros produtos.
- Em casos raros, o produto pode provocar reacções de sensibilidade em algumas pessoas. Caso se observem reacções desse género interrompa o uso do produto e consulte um médico.
- Equipamentos de protecção individual (EPI) tais como luvas, máscaras e óculos de segurança devem ser sempre utilizados.

Alguns produtos referenciados nas presentes instruções de utilização podem ser classificados como perigosos de acordo com a GHS. Sempre familiarize-se com as fichas de informação de segurança disponíveis em: http://www.gceurope.com ou para as Américas http://www.gcamerica.com Estas também podem ser obtidas através do seu distribuidor.

LIMPEZA E DESINFEÇÃO
SISTEMAS DE ENTREGA DE MULTIUSOS: para evitar a contaminação cruzada entre pacientes, este dispositivo requer desinfecção de nível médio. Imediatamente após a utilização inspecionar o dispositivo e rótulo para verificar se há deterioração. Descartar o dispositivo danificado.
NÃO MERGULHAR. Limpar cuidadosamente o dispositivo para evitar a secagem e acumulação de contaminantes. Desinfetar com um produto certificado para o controle da infecção de nível médio, de acordo com as diretrizes regionais/nacionais.

Última revisão : 09/2018

GC Dry Mouth Gel

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΝΕΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΞΗΡΟΣΤΟΜΙΑ

Το ζελέ GC Dry Mouth Gel σχεδιάστηκε για την απόδοση άνεσης στα άτομα με ξηροστομία. Η χρήση του αστήνεται στα άτομα που συναντούν δυσκολίες στη μύσηση, την ομιλία ή τακτιπρωρούνται λόγω ξηροστομίας. Το ζελέ GC Dry Mouth Gel δεν περιέχει ζάχαρη.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Η απόδοση άνεσης και ανακούφισης σε περιπτώσεις ξηροστομίας.
- Η δημιουργία προστατευτικού επιστρώματος στα δόντια και τους μαλθακούς ιστούς.
- Ο έλεγχος της άσχημης αναπνοής.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε ασθενείς με γνωστή αλλεργία στα υδρόξυ-βενζοϊκά παράγωγα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Χρησιμοποιήστε το ζελέ GC Dry Mouth Gel όσο συχνά απαιτείται όταν το στόμα είναι ξηρό. Αυτό μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας.
- Εξωθείστε ικανοποιητική ποσότητα ζελέ από το σωληνάριο στο δάχτυλο σας ή σε μία πιπέτα. Τοποθετήστε το ζελέ στη γλώσσα, το βλεπγόνο του στόματος και/ή τα δόντια.

ΓΕΥΣΗ

Φρούτα (F)*, Βατόμουρο (R), Πορτοκάλι (O), Λεμόνι (L), Μέντα (M)
*Δεν διατίθεται στην Ευρώπη.

Τα F, R, O, L και M στις παρενθέσεις είναι συντομώσεις για κάθε γεύση. Οι συντομώσεις σημειώνονται και πάνω στα σωληνάρια μετά τον αριθμό παραγωγής για την επισήμανση της γεύσης του περιεχομένου. Για παράδειγμα, 060815M Μέντα

ΦΥΛΑΞΗ

Για ιδανική απόδοση συστήνεται η, το υλικό πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερή περιοχή χαμηλής υγρασίας μακριά από την άμεση επαφή με το ηλιακό φως (8-25°C)(46,4-77,0°F).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Ένα σωληνάριο περιέχει 40g (35mL).
- Συσκευασία 10 σωληναρίων (2 από κάθε μία από τις 5 γεύσεις)
- Συσκευασία 10 σωληναρίων (Συσκευασία 4 γεύσεων)
 - Σημείωση:

Κάποιοι συσκευασίες δεν διανέμονται σε όλες τις χώρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αποφύγετε την επαφή του υλικού με τους οφθαλμούς. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
- Επανατοποθετήστε το καπάκι στη θέση του αμέσως μετά τη χρήση και απομακρύνετε κάθε περίσσεια πύστας ή υγρασίας γύρω από το λαιμό του σωληναρίου ή μέσα από το καπάκι.
- Αν το υλικό πταχτεί στα ρούχα ξεπλύνετε με νερό.
- Άτομα που λαβίνουν φαρμακευτική αγωγή πρέπει να συμβουλευτούν ειδικό πριν από τη χρήση του προϊόντος αυτού.
- Το ζελέ GC Dry Mouth Gel μπορεί να συνδυαστεί με το προϊόν GC Tooth Mousse / GC MI Paste ή GC Tooth Mouss Plus / GC MI Paste Plus αλλά όχι με άλλα προϊόντα.
- Σε σπάνιες περιπτώσεις, το προϊόν μπορεί να προκαλέσει υπερευαισθησία σε κάποια άτομα. Αν παρατηρηθούν τέτοιες αντιδράσεις σταματήστε τη χρήση του προϊόντος και αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Ο προσωπικός εξοπλισμός ασφαλείας (ΠΕΑ) όπως γάντια, μάσκα και προστατευτικά γυαλιά πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται.

Κάποια από τα προϊόντα που αναφέρονται στις παρούσες Οδηγίες Χρήσης μπορεί να ταξινομηθούν ως επικίνδυνα σύμφωνα με το GHS. Εξοικειωθείτε με τις οδηγίες ασφαλείας που διατίθενται στη διεύθυνση: http://www.gceurope.com ή για την Αμερική http://www.gcamerica.com Επίσης μπορείτε να τις παραλάβετε από τον προμηθευτή σας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: για την αποφυγή διασταυρωμένης επιμόλυνσης μεταξύ των ασθενών η συσκευή αυτή απαιτεί μέτριο βαθμού αποστείρωση. Αμέσως μετά τη χρήση επιθεωρήστε τη συσκευή και την επικέτα της για πιθανή μετάπτωση της κατάστασής της. Απορρίψτε τη συσκευή αν έχει καταστραφεί. ΜΗΝ ΕΜΒΑΠΤΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Καθαρίστε σχολαστικά τη συσκευή προς αποφυγή ξήρανσης και συσσώρευσης μολυσματικών στοιχείων. Αποστειρώστε με ένα μέτριο βαθμού εγκεκριμένο αντισηπτικό προϊόν ιατρικής χρήσης σύμφωνα με τις τοπικές/εθνικές Οδηγίες.

Τελευταία αναθεώρηση κειμένου : 09/2018

GC Dry Mouth Gel

FOR ØKT VELBEHAG HOS MUNNTØRRE PASIENTER

GC Dry Mouth Gel hjelper personer med munntørret til en bedre hverdag. GC Dry Mouth Gel bør benyttes av personer som har problemer med å spise og snakke, og av personer som kjenner generelt ubehag på grunn av munntørret. GC Dry Mouth Gel inneholder ikke sukker.

ANBEFALTE INDIKASJONER

- Økt velbehag under munntørre forhold.
- Danne et beskyttende lag på tenner og oralt vev.
- Kontrollere og minimere dårlig ånde.

KONTRAINDIKASJONER

Unngå å bruke dette produkter på pasienter med kjent allergi mot hydroxybenzoater.

SLIK GÅR DU FREM

- Bruk GC Dry Mouth Gel i de tilfeller der munnen kjennes tørt, uansett tid på døgnet.
- Trykk ut en tilstrekkelig mengde fra tuben på en finger eller en Q-tips. Plasser gelen på tungen, tannkjøttet og/eller tennene.

SMAKER

Fruktalat (F)*, Bringebær (R), Appelsin (O), Sitron (L), Mint (M)
*Ikke tilgjengelig i Europa.

F, R, O, L og M er forkortninger for de ulike smakene. De er avmerket på tuben - etter lotnummeret, for å vise hvilken smak tuben inneholder. Som for eks.: 060815M, med mint smak.

OPPBEVARING

For optimal ytelse anbefales, oppbevares i et mørkt område med lav fuktighet, beskyttet mot direkte sollys (8-25°C).

FORPAKNING

En tube innholder 40g (35mL).

- Pakke med 10 tuber (2 av hver smak)
- Pakke med 10 tuber (4-Flavour Pakke)
- Pakke med 10 tuber (Bringebær smak)
 - Mer:

Ikke alle forpakninger vil være tilgjengelig i alle land.

VARSOHMET

- Unngå øyekontakt. Om så skjer, skyll rikelig med vann og kontakt lege.
- Skru alltid på en ren og restfri kork. Fjern søl og rester fra tuben.
- Fjern evt. søl på tekstiler med vann.
- Bruker du reseptbelagte medisiner bør lege konsulteres før bruk av produktet.
- GC Dry Mouth Gel kan brukes i kombinasjon med GC Tooth Mousse / GC MI Paste eller GC Tooth Mousse Plus / GC MI Paste Plus, men skal ikke brukes sammen med andre produkter.
- I enkelte tilfeller kan produktet forårsake irritasjon. Om så skjer, avbryt behandlingen og ta kontakt med lege.
- Bruk vernehansker, ansiktsbeskyttelse, vernebriller eller andre personlige beskyttelsesanordninger.

Noen av produkter some r referert tilI denne IFU kan være klassifisert som skadelige I hht GHS. Gjør deg alltid kjent med sikkerhetsdatabladet som er tilgjengelige på: http://www.gceurope.com or for det amerikanske kontinent http://www.gamerica.com Sikkerhetsdatablad er også tilgjengelige hos din leverandør.

RENGJØRING OG DESINFEKSJON

APPLISERINGSSYSTEM SOM ER BEREGNET TIL FLERANGSBRUK: For å unngå kryssinfeksjon mellom pasienter skal skal alle enheter som inngår i denne pakken desinfiseres på Midtels nivå. Straks etter desinfeksjon skal enhetene manuelt inspiseres for å se om de er forringet. Hvis skadet, kastes enheten.
SKAL IKKE SENKES NED I DESINFEKSJONSVÆSKE: Bare gjør enheten grundrig ren for å forebygge uttarring og forurensning. Desinfiser med et middels nivå smittevernprodukt iht. Nasjonale retningslinjer

Sist revidert: 09/2018

Les bruksanvisningen nøye før bruk.



GC Dry Mouth Gel

MUKAVUUTTA KUIVASTA SUUSTA KÄRSIVILLE

GC Dry Mouth Gel on kehitetty luomaan mukavuutta kuivasta suusta kärsiville potilaille. Sitä suositellaan käytettäväksi ihmisille joilla voi olla ongelmia syödessä, puhuessa ja joille kuiva suu tuntuu epämiellyttävältä. GC Dry Mouth Gel on sokeriton.

KÄYTTÖINDIKAATIOI

- Luo mukavuutta ja helpotusta kuivaisuille potilaille.
- Muodostaa suojaavan kerroksen hampaalle ja ienkudokselle.
- Helpottaa hengitystä.

KONTRAINDIKAATIOI

Vältä tuotteen käyttöä potilaille, joiden tiedetään olevan allergisia hydroksibenzoateille.

KÄYTTÖOHJEET

- GC Dry Mouth Gel:iä voidaan käyttää aina kuin suu tuntuu kuivalta. Sitä voidaan käyttää sekä yöllä että päivällä.
- Ota sopiva määrä geeliä sormenpäälle suoraan tuubista tai käytä esim. vanupuikkoa. Vie geeli kielelle, limakalvolle ja/tai hampaalle.

MAUT

Fruit Salad (F)*, Europperä (R), Orange (O), Lemon (L), Mint (M)
*Ei saatavilla Ruossassa

F, R, O, L, M, kirjaimet suluissa ovat eri makujen lyhenteitä. Nämä lyhenheet on merkitty tuubeihin Lot numeron jälkeen osoittamaan tuubin sisältöä.

Esimerkiksi, 060815M Mint

SÄILYTYS

Käyttövaramuuden takaamiseksi suosittelemme, säilytä viileässä, pimeässä ja kuivassa paikassa suojattuna suoralta auringonvalolta (8-25°C)(46,4-77,0°F).

PAKKAUKSET

Tuubi sisältää 40g (35mL).

- 10 tuubin pakkaus (2 jokaista 5 eri makua)
- 10 tuubin pakkaus (4 maun pakkaus)
- 10 tuubin pakkaus (Raspberry maku)
 - Huomaa:

Kaikkia pakkauksia ei ole saatavilla kaikissa maissa.

VAROITUS

- Varo geelin joutumista silmiin. Kontaktin tapahtuessa, huuhtele välittömästi runsaalla määrällä vettä ja hakeudu lääkäriin hoitoon.
- Sulje korkki aina käytön jälkeen ja poista geeliylimäärät korkin sisältä ja tuubin reunoilta.
- Jos geeliä roiskuu vaatteille pese ne vedellä.
- Reseptilääkkeiden käyttäjien tulee ottaa yhteyttä lääkäriin ennen kuin aloittaa tämän tuotteen käytön.
- GC Dry Mouth Gel:iä voidaan käyttää yhdessä GC Tooth Mousse / GC MI Paste Plus:n ja GC Tooth Mousse Plus / GC MI Paste Plus:an kanssa mutta ei pitäisi käyttää muita vastaavia tuotteita.
- Joissakin harvinaisissa tapauksissa tuote saattaa aiheuttaa herkkyyttä jollekin ihmisille. Tällaisissa tapauksissa lopeta tuotteen käyttö ja pyydä potilasta ottamaan yhteyttä lääkäriin.
- Käytä aina henkilökohtaista suojavarustusta, kuten suojahansikkaita, kasvosuojaa ja suojalaseja.

Jotkin tässä käyttöohjeessa mainitut tuotteet saatetaan GHS-järjestelmässä luokitella vaarallisiksi. Tutustu aina käyttöturvallisuustiedotteisiin osoitteessa: http://www.gceurope.com tai Amerikassa http://www.gcamerica.com

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla myös jälleenmyyjiltä.

PUHDISTAMINEN JA DESIFIOINTI
UUELLEENKÄYTTÄVÄT ANNOTSELUJÄRJESTELMÄT: Välineet on desinfioitava keskitason vaatimuksina noudattaen, jotta vältytään ristikontaminaatiolta potilaiden välillä. Tarkista välineet ja etiketit vaurioiden varalta heti käytön jälkeen. Vahingoittuneet välineet on hävitettävä.
ÄLÄ UPOTA. Puhdista välineet huolellisesti ehkäistäksesi kuivumista ja kontaminaation aiheuttajien kertymistä välineisiin. Desinfioi terveydenhuollon tarpeisiin rekisteröidyn ja keskitason vaatimukset täyttävän infektiota torjuvan tuotteen avulla paikallisten/kansallisten ohjeiden mukaisesti.

Viiimeisin tarkistus : 09/2018